



# Aspen

HMV Nr.: 18.50.04.0216

# ASPEN

## TB-Flex



### Standard Spezifikationen

- Heckantrieb
- Rückenlehne Proseating Coolcore
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- Beleuchtung nach StVZO
- Einstellbare Sitzbreite 38-56cm
- Steuerung VR2
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- Gesamtbreite: 62cm
- Simplicity-G Sitzkissen
- Stufenlos verstellbare Sitztiefe: 38-50cm
- ISO 7176-19 crash getestet

### Fachhandelspartner

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kunden Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kommission\*: \_\_\_\_\_  
 Krankenkasse: \_\_\_\_\_  
 Unternehmen: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_




Bild mit optionalem Zubehör.

**Lieferadresse** gleiche Adresse  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ + Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_

### Patientendaten

A. Schulterbreite: \_\_\_\_\_  
 B. Toraxbreite: \_\_\_\_\_  
 C. Beckenbreite: \_\_\_\_\_  
 D. Scheitelhöhe: \_\_\_\_\_  
 E. Rückenlänge: \_\_\_\_\_  
 F. Achselhöhe: \_\_\_\_\_  
 G. Sitztiefe: \_\_\_\_\_  
 H. Unterschenklänge: \_\_\_\_\_  
 I. Armhöhe: \_\_\_\_\_  
 J. Unterarmlänge  
 bis Handmitte: \_\_\_\_\_  
 K. Fußlänge: \_\_\_\_\_



### Basis

### Artikelnummer

### UVP

✓ Aspen	Aspen	4.900 €
✓ Transportpauschale	Transportpauschale	ab 150€ frachtfrei
✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr <i>Achtung: Nur in Verbindung mit Zubehörleiste + Kopfstütze</i>	MEC1810202	

\* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)

## TB-Flex Sitzeinheit UVP

TB-Flex Sitzeinheit		Standard
✓ Manueller Anpassrücken einstellbar in 11 Positionen		inkl.
✓ Stufenlos verstellbare Sitztiefe		inkl.
✓ VR2 Steuerung		inkl.

## Motor UVP

6 km/h		Standard
10 km/h		890 €

## Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich UVP

✓ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
Für 6 km/h	MOT147881	975 €
Für 10 km/h	MOT147881	975 €

## Batterien UVP

✓ 55 AH Batterien		inkl.
62 AH Batterien		399 €

## Lichtpaket UVP

LED Lichtpaket		inkl.
Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter		150 €

## Farbauswahl für das Chassis UVP

Silver Bullet <span style="color: grey;">●</span>	ASPENFRSB	inkl.
Back in Black <span style="color: black;">●</span>	ASPENFRBB	inkl.
Electric Blue <span style="color: blue;">●</span>	ASPENFREB	inkl.

## Räder UVP

✓ Lenkräder schwarz PU 10 Zoll		-
Antriebsräder schwarz Luft (Paar) 3x14 Zoll		200 €
Antriebsräder schwarz PU (Paar) 3x14 Zoll		200 €

## Steuerung UVP

✓ QLOGIC 3e		Standard
Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	CTL1810671	900 €
	ELE2103635	110 €
QLOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)		
Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977	1.400 €
Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143977	200 €
Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980	850 €
Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €



## Joystickhalterung UVP

✓ Wegschwenkbar	MEC2101689	Standard
Montage rechts links		
Einklappbar innen/außen	ACC2201042 / ACC2201041	199 €
Montage rechts links		
Begleitsteuerung	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QLogic)	650 €
Montage rechts links		



## IAccess - Direktsteuerung (mit 30 Funktionen belegbar)

UVP

Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter

575 €

Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter

575 €

Montage rechts    Montage links    An der Rückenlehne befestigen    Am Joystick befestigen

## Sitzhöhe (gemessen von Oberkante Fußplatte, bis Oberkante Sitzplatte)

42 cm (niedrig)

44,5cm (mittel)

46,4 cm (hoch)

## Einstellung der Sitzfläche

		Breite							
		15"(38,8cm)	16"(40,6cm)	17"(43,2cm)	18"(45,7cm)	19"(48,3cm)	20"(50,8cm)	21"(53,3cm)	22"(55,9cm)
Tiefe	15"(38,8cm)								
	16"(40,6cm)								
	17"(43,2cm)								
	18"(45,7cm)								
	19"(48,3cm)								
	20"(50,8cm)								
	21"(53,3cm)								
	22"(55,9cm)								

## Sitzkonfiguration

UVP

Statischer Sitzwinkel manuell bis zu 7° einstellbar

-

Elektrisch verstellbare Kantelung 30°

1.599 €

## Sitzkissen

UVP

✓ Standard-Sitzkissen Simplicity-G (A)

-

TruComfort 2 SPP (B)

TC2SPP

550 €

Solution SPP Coolcore (C)

SOLSPP

525 €

Essence SPP Coolcore (D)

ESSSPP

550 €

Spectrum Gel SPP Coolcore (E)

SPCGSPP

525 €

Glacial SP Coolcore (F)

GLSP

450 €


*Die Größe des Kissens entspricht der ausgewählten Breite und Tiefe. Bitte überprüfen Sie abschließend, ob die gewünschte Größe für das ausgewählte Kissen verfügbar ist*

**Andere verfügbare Sitzkissen oder Zubehörteile**

Größe des Kissens oder Bezugs : \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_ €



A




B




C



D



E



F

Rückenkonfiguration	UVP
Manuell Verstellbare Rückenlehne (11 Positionen)	-
Manuell verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder	470 €
Elektrische Rückenlehne von 85° bis 125°	1.450 €

Rücken	UVP
✓ Anpassrücken	-
MEC160684/MEC160685/MEC160686	
ProSeating Rücken, Standard-Kontur-Rückenlehne, Stealth Coolcore Bezug PRO.211.XXX.ST / Kontur der Rückenlehne ; 7cm	300 €
Rückenlehne mit einstellbarer Breite	300 €
QU-TC4V1519/1619/1719/1819/1919/2020	
Stealth Unilink-Rumpffeile, 3"x5" (7,6 cm x 12,5 cm) Paar	570 €
ST-ULS25100-L/ST-ULS25100-R	
Stealth Unilink-Rumpffeile, 4"x6" (10 cm x 14 cm) Paar	570 €
ULP546050320 +ULS2510F-L , ULS2510F-R + UIMBKI090	
PROSEATING Rücken, Aktive Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm	400 €

Kontur: 12cm

*Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur und fester Struktur. Die Breite entspricht der Sitzfläche*

15" (38cm)	PRO.315.138.ST	18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST
16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST
17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST

PROSEATING Rücken, Extra Tiefe Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm	Kontur: 12cm	430 €
---	--------------	-------

*Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite*

15" (38cm)	PRO.551.138.ST	18" (45,7cm)	PRO.551.146.ST
16" (40,6cm)	PRO.551.140.ST	19" (48,3cm)	PRO.551.148.ST
17" (43,2cm)	PRO.551.144.ST	20" (50,8cm)	PRO.551.150.ST

PROSEATING Rücken, Active Flex Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm	748 €
---	-------

*Rückenlehne mit verstellbarer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite*

15" (38cm)	PRO.345.138.ST	18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST
16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST
17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST

Kopfstützenhalterung für 15-Zoll-Rückenlehne ST-OBCASMS-Q

Kopfstützenhalterung für 16 Zoll Rückenlehne und größer ST-OBCASMM-Q


Kopfstütze	UVP
✓ Kopfstütze Stealth TBFlex (Zubehörleiste + Kopfstützenhalterung inklusive)	-
FRMASMB15721 + HDWASMB1168 + MEC150070	
Comfort Plus Kopfstütze, Größe S, 8 Zoll	300 €
HMO475-17M + CP08CCFFPM-Q	
Comfort Plus Kopfstütze, Größe M, 10 Zoll	300 €
HMO475-17M + CP10CCFFPM-Q	
Comfort Plus Kopfstütze, Größe L, 14 Zoll	300 €
HMO475-17M + CP14CCFFPM-Q	

Andere Kopfstützen:

*Es ist möglich, andere Arten oder Größen von Kopfstützen zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu das spezifische Maßblatt. Bitte notieren Sie unten die Art.Nr.- und den UVP.*

Kopfstützenhalterung	UVP
TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Armlehnen	UVP
✓ Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	Standard
MEC152331	
Höhenverstellbar, abnehmbar kurz	Optional
MEC152330	
Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	799 €
FRMASMB7062/FRMASMB7063	



## Zentrale Beinstützen UVP

Zentrale Beinstütze mit zwei Fußplatten und Gasdruckfedern	MEC2001948 für SB 38- 46 cm ;MEC2001951 für SB 46-50;MEC166037 für Lift	350 €
Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich <i>Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximalgewicht des Benutzers: 100 kg</i>	MEC2203200	2.200 €
Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich und elektrisch höhenverstellbare (AFP) <i>Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximales Benutzergewicht: 100 kg</i>	RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832	<b>QLOGIC e oder 3 erforderlich</b> 2.599 €

**UNVERZICHTBAR: Bitte wählen Sie unten die Größe der zentralen Beinstütze (manuell oder elektrisch) Wadenpolster**

Erforderlich

- ✓ 6"x 6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018
- 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019    |Bitte geben Sie UL = \_\_\_ cm an

### Größe der Fußplatte

- ✓ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten                      5"x6" (13x15cm) RIG150206  
5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212  
*Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm*
- ✓ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten                      5"x6" (13x15cm) RIG151505                      5"x8" (13x20cm) RIG151506  
5"x11" (13x28cm) RIG151508  
*Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm*

### Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

Zusätzliche Optionen

Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 8"	RIG152517	150 €
Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 11"	RIG152518	170 €
Glockenförmige Verbreiterung (Paar) 11"	RIG152519	150 €
Fußplatten-Verbindung	RIGASMB7120023	80 €
Außenkanten (Paar) 2,5 cm hoch		
Für 8" Fußplatten (Höhe 2,5 cm)	RIG152510	100 €
Für 8" und 11" Fußplatten (Höhe 2,5cm)	RIG152516	100 €

*Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes*



## Geteilte Beinstützen UVP

✓ Wegschwenkbare Fußstützen Fußstützen/Platte einstellbar von 31 bis 41 cm	<i>Deliefert, aber nicht montiert</i>	FRMASMB16230+ RIG150610	ink.
Wegschwenkbare,manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern		MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	350 €
Wegschwenkbar,elektrisch verstellbar		MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	<b>QLOGIC LITE oder 3 erforderlich</b> 2.250 €

*Unverzichtbar: Bitte wählen Sie unten die Größe der separaten Beinstützen (manuell oder elektrisch)*

### Rohre

Erforderlich

- ✓ 29-43 cm                      Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
- 37-56 cm                      Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
- Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
- Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

### Fußplatte

- 12 x 17,5cm    Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16"                      MEC2008389
- ✓ 15 x 17,5cm    Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer                      MEC8008388

## Optionen und Kompatible Schnittstellen für Q-Logic 3

UVP

Wenn eine Sondersteuerung erforderlich ist, wählen Sie das externe Display oder das SCIM-Modul aus

Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 erforderlich	1.790 €
SCIM-Modul	CTL137626	QLogic 3 erforderlich	999 €
Rückfahrkamera	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387		590 €
Montage des Kamerabildschirms an der Steuerung	MEC2106123		
Montage am Schwanenhals			
Sondersteuerung mit 1-Schalter. QLogic 3 erforderlich	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	QLogic 3 erforderlich	715 €

Erleichtert die Nutzung des Rollstuhls und seiner Funktionen durch einfaches Drücken eines Kontaktschalters. Die Steuerung kann am Knie, am Kopf oder an der Armlehne montiert und betätigt werden. Das Kit enthält alle Montageelemente

## Andere Optionen und Zubehör

UVP

Armlehnenverbreiterungen TB Flex (das Paar) (+1,5 bis +8 cm)	MEC1701630 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren Armlehnen	300 €
Kleiderschutz (Paar)	ACC125007	Nur erhältlich mit hochklappbaren Armlehnen MEC1906768 & MEC1906767	300 €
Falcon Gel Auflagen 35cm (Paar)	ARM136408 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren und abnehmbaren Armlehnen FRMASMB7062+FRMASMB7063	310 €
Einziehbarer-Sicherheitsgurt	IFRB5350	N/C : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
Abschwenkbarer Tisch	SSLXM010001171; SSLXHD10000060;		450 €
Abschwenkmechanismus auf der Seite: Rechts Links	MEC154629 ; ACC123526		
USB-Ladegerät Q-Logic 3	ELE168070		200 €
USB-Ladegerät für XLR-Steckdose	ACC1800945		70 €
Stealth Unilink Oberschenkelgelotten, 4"x4" (10cmx10cm) Paar	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
Stealth Unilink Oberschenkelgelotten, 4"x8" (10cmx20cm) Paar	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €

## Schalter

UVP

Egg-Schalter- Farbe	Schwarz	Rot	Blau	Grün	ES-BLK	ES-RED		110 €
Microlite					ES-BLU	ES-GRN		220 €
Mini Cup 24					ML210			220 €
Twister-Schalter mit 1,5 m langem Kabel					MC210			220 €
Grün Schwarz Rot					P005-79-P005-75-P005-76			220 €
Verlängerungskabel für Schalter					ES-EXT			30 €

## Joystickaufsätze

UVP

A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A



B



C



D




E



F



G



Bitte überprüfen Sie unten die verfügbaren Größen für Ihr Sitzkissen:

TRU COMFORT 2 SPP		Breite					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)						
	17" (43,2cm)						
	18" (45,7cm)						
	19" (48,3cm)						
	20" (50,8cm)						

Solution SPP		Breite				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	16" (40,6cm)					
	17" (43,2cm)					
	18" (45,7cm)					
	19" (48,3cm)					
	20" (50,8cm)					



Essence SPP		Breite				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)					
	16" (40,6cm)					
	17" (43,2cm)					
	18" (45,7cm)					
	20" (50,8cm)					



