



Bestellformular Aspen

HMV Nr.: 18.50.04.0216



Standardausstattung

- Heckantrieb
- Geschwindigkeit 6 km/h
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- VR2 Steuerung mit fester Halterung
- TB Flex Sitz für SB 38-56 cm
- Anpassrücken
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Max. Nutzergewicht 136 kg
- ISO7176-19 Crash tested
- Beleuchtung nach StVZO
- 8A Ladegerät, extern
- Beckengurt

1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____

Adresse Fachhändler

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

Lieferadresse

gleiche Adresse

Straße: _____
 PLZ + Stadt: _____
 Land: _____




Bild mit optionalem Zubehör.

Aspen
 VK Netto: €4.900,-

2. PATIENTEN INFORMATIONEN

Gewicht: _____
 Größe: _____



- A. Schulterbreite: _____
- B. Toraxbreite: _____
- C. Beckenbreite: _____
- D. Scheitelhöhe: _____
- E. Rückenhöhe: _____
- F. Achselhöhe: _____
- G. Sitztiefe: _____
- H. Unterschenklänge: _____
- I. Armhöhe: _____
- J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
- K. Fußlänge: _____

* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)



3. FARBEN

3.1 Standard Farben

Artikel	Artikelnummer	Preis
 Back in black	ASPENFRBB	ohne Aufpreis
 Silver bullet	ASPENFRSB	ohne Aufpreis
 Electric blue	ASPENFREB	ohne Aufpreis

4. AKZENTFARBEN *

*nur Q-Logic

Artikel	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckungen (Nur mit Q-Logic 3)	-	Standard
<input type="checkbox"/> Soft black	-	
<input type="checkbox"/> Passend zur Standard Farbe	DGN124336-XXX	€ 49,00
<input type="checkbox"/> Andere: _____	DGN124336-XXX	€ 49,00

5. REIFEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
3" x 14" Luftbereifung (Paar)	WHLASMB7110044 x2	Standard
3" x 14" PU-Bereifung (Paar)	WHL138798 x2	€ 275,00

6. BATTERIEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
NF-22, 55 Ah, AGM (Set)	BATT55	Standard
NF-22, 62 Ah, AGM (Set)	BAT1705505	€ 699,00

7. STEUERUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
VR2 - 9 Key	CTLDC1505	Standard
Q-Logic Steuerung	CTL124653	€ 800,00

7.1 Aufnahmesteuerung

Wegschwenkbar		ohne Aufpreis
Montage: Links	MEC1712217	
Rechts	MEC1712220	
Feste	FRMASMB10617	Standard
Montage: Links		
Rechts		

7.2 Joystick Zubehör

Q-Logic - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörlaste MEC 125098)		€ 650,00
Montage: Links	CTL143981	
Rechts	FRMASMB10454	
VR2 - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörlaste MEC 125098)		€ 700,00
Montage: Links	CTL144009	
Rechts	MEC136981	

8. TB-FLEX SITZEINHEITEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Statischer Sitzwinkel manuell einstellbar	SET156731	Standard
Elektrische Sitzkantelung 30°	SET156733	€ 1.550,00

9. SITZHÖHE (OHNE SITZKISSEN) Elektrische Optionen erhöhen die Sitzhöhe um 35mm

420 mm (Niedrig)

445 mm (Mittel)

464 mm (Hoch)

10. SITZBREITE

381 mm (15")	432 mm (17")	483 mm (19")
406 mm (16")	457 mm (18")	508 mm (20")

11. SITZTIEFE


381 mm (15")	432 mm (17")	483 mm (19")
406 mm (16")	457 mm (18")	508 mm (20")

13. SITZKISSEN

13.1 Simplicity G (Gernal use)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest





Beschreibung

Stealth Simplicity G - Breite: 254 – 508 mm (10" – 20")

Preis

Standard



Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.2 Glacial SP (Skin Protection)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung, ganzflächige Gel-Auflage zur optimierten Druckentlastung

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest, Silikon Gel Auflage mit Airflow-Design: Bezug CoolCore





Beschreibung

Stealth Glacial SP - Breite: 406 – 508 mm (16" – 20")

Preis

€ 347,00



Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.3 TRU-COMFORT 2 SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung, mit Weichschaumauflage zur optimierten Druckverteilung; sehr ausgeprägte Sitzführung und Abduktion

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest, FRG Schaumstoffauflage zur Druckentlastung, Bezug: CoolCore, integrierte Seitentaschen





Beschreibung

Stealth TRU-Comfort 2 SPP - Breite: 355 – 508 mm (14" – 20")

Preis

€ 420,00



Grüne Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.4 Essence SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Positionierungskissen mit Keilen zur Ausgleich von Beckenschiefstand, inkl. Druckentlastung

Aufbau: Basis stabile Grundplatte für Aufnahme von Keilen; Kissen mit leichter Abduktion und Führung lateral und posterior; Bezug: CoolCore





Beschreibung

Stealth Essence SPP - Breite: 381 – 508 mm (16" – 20")

Preis

€ 420,00



Grüne Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.5 Solution SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Sitzführung und -stabilisierung mit Druckentlastung im Bereich der Sitzbeinhöcker durch erweiterten Aqua/Gel Einsatz

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung latera und posterior und leichter Abduktion und Bezug: CoolCore





Beschreibung

Stealth Solution SPP - Breite: 254 – 508 mm (10" – 20")

Preis

€ 394,00



Grüne
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind


Blaue
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.6 Spectrum Gel SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Sitzführung und -stabilisierung mit Druckentlastung im Bereich der Sitzbeinhöcker

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung lateral und posterior und leichter Abduktion, zusätzliches Gel-Kissen im Bereich der Sitzbeinhöcker und Bezug: CoolCore





Beschreibung

Stealth Spectrum Gel SPP - Breite: 355 – 508 mm (14" – 20")

Preis

€ 483,00



Grüne
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind


Blaue
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13.7 Spectrum Foam SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: XXL Auswahl an Maße und große Nutzerbelastung

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung lateral und posterior und leichter Abduktion; mehrlagiges visco-elastisches Kissen im Bereich der Sitzbeinhöcke und Bezug: CoolCore





Beschreibung

Stealth Spectrum Foam SPP - Breite 254 – 508 mm (10" – 20")

Preis

€ 483,00



Grüne
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind

Blaue
Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13. RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
Statische Rückenlehne (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	Standard
Manuelle Rückenverstellung (Gasdruck)	MEC 156740	€ 175,00
Elektrische Rückenverstellung	MEC156737	€ 1.150,00

13.1 Rückenlehnen Optionen

Artikel	Artikelnummer	Preis
Anpassrücken	OPTINDV16428	Standard
Comfort Rücken	MEC1639510	€ 250,00

Weitere Optionen finden Sie bei STEALTH.

14. ARMLEHNEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	MEC152331	Standard
Höhenverstellbar, abnehmbar, kurz	MEC152330	Optional
Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ 799,00

15. KOPFSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	Standard
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ 289,00

16. BEINSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Wegschwenkbar, 70°	FRMASMB16230	Standard
Wegschwenkbar, manuell winkelverstellbar	FRMASMB18000	€ 495,00
Wegschwenkbar, elektrisch winkelverstellbar	FRMASMB16339	€ 1.890,00

17. ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC152515	€ 85,00
Stealth Therapietisch, wegschwenkbar (17.1)	ST-SSLXHD10000060 ST-SSLXM010001171	€ 595,00
Sauerstoffflaschenhalterung (17.2)	MEC125006	€ 105,00
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ 209,00
Handschuhfach	ACC125011	€ 129,00
Transfergriffe (Paar) (17.3)	ACC147773	€ 280,00
Reflektorsatz	ACC124670	Standard
Zubehörleiste	MEC143975	€ 70,00
1270 mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
1524 mm Beckengurt (ISO7176-19)	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
Bordstein Steighilfe	MEC155445	€ 349,00
Trinksystem (17.4)	ACC12501	€ 255,00
Aufnahme für Beatmungsgerät (17.5)	ACC136791	€ 265,00




Abb. 17.1



Abb. 17.2



Abb. 17.3




Abb. 17.4



Abb. 17.5



NOTIZEN