



Bestellformular Aspen



Standardausstattung

- Heckantrieb
- Geschwindigkeit 6 km/h
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- VR2 Steuerung mit fester Halterung
- TB Flex Sitz für SB 38-56 cm
- Anpassrücken
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Max. Nutzergewicht 136 kg
- ISO7176-19 Crash tested
- Beleuchtung nach StVZO
- 8A Ladegerät, extern
- Beckengurt

1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____

HMV Nr.: 18.50.04.0216

Rechnungsadresse

Firmenname: _____
 Adresse: _____
 PLZ/ Stadt: _____
 Land: _____
 Mobil: _____
 E-Mail: _____



Bild mit optionalem Zubehör.

Lieferadresse


wie Rechnungsadresse

Adresse: _____
 PLZ/ Stadt: _____
 Land: _____

Aspen
 VK Netto: €4.200,-

2. PATIENTEN INFORMATIONEN

Gewicht: _____
 Größe: _____



- A. Schulterbreite: _____
- B. Toraxbreite: _____
- C. Beckenbreite: _____
- D. Scheitelhöhe: _____
- E. Rückenhöhe: _____
- F. Achselhöhe: _____
- G. Sitztiefe: _____
- H. Unterschenkellänge: _____
- I. Armhöhe: _____
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: _____

* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)



3. FARBEN

3.1 Standard Farben

Item	Artikelnummer	Preis
 Back in black	ASPENFRBB	ohne Aufpreis
 Silver bullet	ASPENFRSB	ohne Aufpreis
 Electric blue	ASPENFREB	ohne Aufpreis

4. AKZENTFARBEN *

*nur Q-Logic

Artikel	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckungen	-	Standard
<input type="checkbox"/> Soft black	-	
<input type="checkbox"/> Passend zur Standard Farbe	DGN124336-XXX	€ 49,00
<input type="checkbox"/> Andere: _____	DGN124336-XXX	€ 49,00

5. REIFEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
3" x 14" Luftbereifung (Paar)	WHLASMB7110044 x2	Standard
3" x 14" PU-Bereifung (Paar)	WHL138798 x2	€ 275,00

6. BATTERIEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
NF-22, 55 Ah, AGM (Set)	BATT55	Standard
NF-22, 62 Ah, AGM (Set)	BAT1705505	€ 699,00

7. STEUERUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
VR2 - 9 Key	CTLDC1505	Standard
Q-Logic Steuerung	CTL124653	€ 800,00

7.1 Aufnahmesteuerung

Feste Montage: Links Rechts	FRMASMB10617	Standard
Wegschwenkbar Montage: Links Rechts	MEC1712217 MEC1712220	€ 85,00

7.2 Joystick Zubehör

Q-Logic - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehöroleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL143981 FRMASMB10454	€ 650,00
VR2 - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehöroleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL144009 MEC136981	€ 700,00

8. TB-FLEX SITZEINHEITEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Manuell verstellbar	SET156731	Standard
Elektrische Sitzkantelung 30°	SET156733	€ 1.550,00

9. SITZHÖHE (OHNE SITZKISSEN)

- 420 mm (Niedrig)
- 445 mm (Mittel)
- 464 mm (Hoch)

10. SITZBREITE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

11. SITZTIEFE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

12. SITZKISSEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Ohne Sitzkissen	-	-
Stealth Simplicity G: Basiskissen mit leichter Kontur	ST-SIMGXXYY	Standard
Stealth Glacial SP: inkl. Gelaufage	ST-GLSPXXYY	€ 175,00
Stealth Zen SP: inkl. Visco elastischer Auflage	ST-ZENSPXXYY	€ 225,00
Stealth Premiere P: sehr Formstabil für Transfer	ST-PREMPXXYY	€ 275,00
Stealth TRU-Comfort 2 SPP: Ausgeprägte Kontur	ST-TC2SPPXXYY	€ 275,00
Stealth Essence SPP: Max. Belastung 225 kg	ST-ESSSPPXXYY	€ 275,00
Stealth Solution SPP: Wasser-Gel Einlage Sacral	ST-SOLSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Gel SPP: Doppelte Einlage Max. 250kg	ST-SPCGSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Foam SPP: Visko-elastische Einlage	ST-SPCFSPXXYY	€ 260,00

HINWEIS: Elektrische Optionen erhöhen die Sitzhöhe um 40mm

13. RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
Statische Rückenlehne (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	Standard
Manuelle Rückenverstellung (Gasdruck)	MEC 156740	€ 175,00
Elektrische Rückenverstellung	MEC156737	€ 1.150,00

13.1 Rückenlehnen Optionen

Artikel	Artikelnummer	Preis
Anpassrücken	OPTINDV16428	Standard
Comfort Rücken	MEC1639510	€ 250,00

Weitere Optionen finden Sie bei STEALTH.

14. ARMLEHNEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	MEC152331	Standard
Höhenverstellbar, abnehmbar, kurz	MEC152330	€ 199,00
Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ 799,00

15. KOPFSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	Standard
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ 289,00

16. BEINSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Wegschwenkbar, 70°	FRMASMB16230	Standard
Wegschwenkbar, manuell winkelverstellbar	FRMASMB18000	€ 495,00
Wegschwenkbar, elektrisch winkelverstellbar	FRMASMB16339	€ 1.890,00

