



TB-Flex

HMV-Nummer: 18.50.04.0216

Abbildung mit
optionalem Zubehör

ASPEN

Der Elektrorollstuhl Aspen mit Heckantrieb verfügt über ein kompaktes Gestell und ist damit wendiger als andere Elektrorollstühle mit Heckantrieb. Der Aspen bietet eine verbesserte Leistung beim Überwinden von Hindernissen und einen engeren Wendekreis.

Er verfügt über einen röhrenförmigen Designrahmen, der in neuen Farboptionen erhältlich ist. Optional kann man die Sitzeinheit und die Steuerungen, aber auch weiteres und individuelles Zubehör einsetzen. Das macht ihn zu einer großartigen Wahl für Elektrorollstühle zu einem erschwinglichen Preis.

QUANTUM®

Eigenschaften

ANTRIEBSRÄDER	14" Luft-Bereifung
LENKRÄDER	9" Luft-Bereifung
AUFHÄNGUNG	Hinterachse
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ¹	6 km/h
BREMSEN	"Intelligentes Bremsen" elektronisch rückgekoppelt,
BODENFREIHEIT ²	76 mm
WENDERADIUS ²	641 mm
ABMESSUNGEN ^{2,6}	Länge: 850 mm ohne Fußstützen Breite: 580 mm
SITZEINHEIT	TB Flex Sling Back
SITZBREITEN	380 - 560 mm
SITZTIEFEN	400 - 500 mm
ANTRIEB	Zweimotorig, Heckantrieb
MOTOREN	900 Spitzenwatt, 200 Dauerwatt
BATTERIEN ³	2x 55 Ah, 12 Volt, Deep-Cycle, NF-22
REICHWEITE ^{1,4}	Bis 25 km
BATTERIELADEGERÄT	8 Ah, extern
STEUERUNG	PG VR2 9 keys/ Q-Logic Optional
NUTZERGEWICHT	136 kg
GEWICHT BASIS	113,4 kg
GEWICHT BATTERIEN ⁵	17,2 kg (pro Batterie)

1) Variiert je nach Basismodell, Benutzergewicht, Terrainart, Batterie-Amperestundenkapazität (Ah), Batterieladung, Batteriezustand, Motoren, Steuerungstyp, Reifentyp und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von +10% bis -5% unterliegen.

2) Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.

3) AGM oder Gel-Zellen empfohlen. Siehe Gebrauchsanweisung: Batterien und Aufladung.

4) Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft.

5) Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.
6) Die angegebenen Abmessungen gelten für die Antriebsbasis. Die Gesamtmaße hängen von der Auswahl des Sitzes und möglichen Zubehörkomponenten ab.

Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Aufgrund der Verpflichtung des Herstellers zur ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung behalten sie sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die tatsächliche Reichweite bei normalem Gebrauch hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands des Fahrzeugs und seiner Batterien, des Gewichts des Fahrers, des korrekten Reifendrucks, der Umgebungstemperatur sowie des Gefälles und der Oberfläche der Straße oder des Pflasters.



Pride Mobility Products GmbH
Hövelrieger Straße 28
33161 Hövelhof
Deutschland

Tel: +49 (0)5257/947890

quantumrehab.de • info@pridemobility.de

Spezifikationen

- Schmale Breite von 580 mm und kompakte Länge von 850 mm
- Hervorragende Wendigkeit bei engen Platzverhältnissen
- Höhenverstellbare Sitzeinheit
- Bietet Platz für alle Jazzy- und Quantum-Zubehörteile
- Stilvolle Felgen
- Reflektoren
- Blinker vorne und hinten
- LED-Beleuchtungssystem
- HMV Nr. 18.50.04.0216

Optionen

- Optional elektrische Sitz- und Rückenkantelung, sowie elektrische Beinstützen
- Q-Logic 2 Controller
- PG R-Net Controller
- 62 Ah Batterien



Farben



Electric Blue



Silver Bullet



Back in Black



PRIDE
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

DE_SSQ0002/Rev0/MAI2021