



EDGE 3 in Blue Jean abgebildet mit iLevel Power Seat Elevation und Q-Logic 3 mit Bluetooth und optionalem Zubehör.

HMV Nr.: 18.99.06.1076

Abbildung mit optionalem Zubehör

EDGE 3

Der Edge 3 bietet dank der SRS-Technologie ein gleichmäßiges, komfortables Fahrverhalten und eine verbesserte Stabilität. Weitere Merkmale sind der optionale iLevel und eine optionale elektrische Sitzhöhenverstellung von bis zu 305 mm. Zur Standardausstattung gehören LED- Beleuchtung und Farbakzente am Antriebsrad.

QUANTUM®

Spezifikationen

ANTRIEBSRÄDER	14" PU (standard) oder 14" Luft (optional)
STÜTZRÄDER	6" PU
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ¹	Bis zu 6 km/h
BODENFREIHEIT	70 mm
WENDEKREIS ²	520 mm
GESAMTLÄNGE ²	820 mm ²
BASISWEITE	622 mm
SITZBREITEN	
Synergy TRU-Balance 3 Static Sitz	Breite: 254 mm - 610 mm Tiefe: 254 mm - 610 mm
TRU-Balance 3 Power Tilt	Breite: 305 mm - 610 mm Tiefe: 305 mm - 610 mm
TRU-Balance 3 Tilt und iLevel	Breite: 305 mm - 610 mm Tiefe: 305 mm - 610 mm
SITZHÖHEN ¹⁰	
Synergy TRU-Balance 3 Static Sitz ^{5,7,8}	419 mm - 470 mm
TRU-Balance 3 Power Tilt ^{5,7,8}	445 mm - 495 mm
TRU-Balance 3 Tilt und iLevel ^{5,7,8}	445 mm - 495 mm
TRU-Balance Flex Seating ^{5,7,8}	419 mm - 495 mm
MANUELLE RÜCKENVERSTELLUNG	
	Ja
BATTERIE ³	
	62 Ah
BATTERIEGEWICHT ⁷	
	17,24 kg jede Batterie
STEUERUNGEN ^{6,8}	
	120A Q-Logic 3 EX
AKKULADEGERÄT	
	8A extern
MOTOREN	
	2-Pole
MAX. NUTZERGEWICHT ⁴	
	136 kg
BASISGEWICHT	
	63 kg

- 1) Variiert je nach Basismodell, Benutzergewicht, Terrainart, Batterie-Amperestundenkapazität (Ah), Batterieladung, Batteriezustand, Motoren, Steuerungstyp, Reifentyp und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von 10%, -5%.
- 2) Aufgrund der Herstellungstoleranzen und der möglichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
- 3) Die Batteriekapazität kann sich beim Hinzufügen von Positionierungssystemen ändern.
- 4) Die Gewichtskapazität richtet sich nach der Auswahl der Sitzplätze.
- 5) Die maximalen Abmessungen des Manual Recline variieren je nach Basis und Sitzsystem. Rufen Sie für Details.
- 6) Alle Quantum Rehab-Geräte können mit Spezialsteuerungen bestellt werden. Rufen Sie für die Verfügbarkeit.
- 7) Alle Maße +/- 3 mm mit 460 x 460 mm Sitz, festen Türmen, 136 kg Tragfähigkeit und Vollgummireifen (9 mm mit Luftreifen hinzufügen). Breiten können die Höhe von Sitz zu Boden erhöhen. Einzelheiten erfahren Sie vom Kundendienst.
- 8) Die aufgeführten Messungen befinden sich in der niedrigsten Position. Beinhaltet kein Hebesystem, sofern nicht anders angegeben.
- 9) Das Batteriegewicht kann je nach Hersteller +/- 1,4 kg betragen.
- 10) 419 mm Sitzhöhe sind mit Power Tilt oder iLevel nicht verfügbar. Die Sitzhöhe von 495 mm ist nicht mit statischem Sitz oder verstellbarer Rückenlehne erhältlich.

Eigenschaften

- Verbessertes SRS (Smooth Ride Suspension) Federung
- Farbakzente für das Antriebsrad inklusive
- iLevel Sitzlift System
- Neue kräftige Farben
- HMV Nr.: 18.99.06.1076

Stealth-Optionen

- Kompatibel mit STEALTH Sondersteuerung
- Kompatibel mit STEALTH Kopfstützensystemen
- Kompatibel mit STEALTH Sitz- und Positionierungssystemen
- Unterschiedliche Arm- und Beinstützensysteme
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Farben



Pride Mobility Products GmbH
Hövelrieger Straße 28
33161 Hövelhof
Deutschland

Tel: +49 (0)5257/947890

quantumrehab.de • info@pridemobility.de



PRIDE
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

DE_SSQ0004/Rev0/MAI2021

