



Bestellformular Q6 Edge HD



Standard Eigenschaften

- Mittelradantrieb
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- ATX Federung (Active-trac for extra stability)
- 14" Antriebsräder
- 6" Lenkräder vorne und hinten
- Q-Logic 3 Steuerung
- Bluetooth Verbindungen
- TRU-Balance 3 Sitzeinheit
- Hochschwenkbare Armlehnen
- ISO 7176-19 crash tested
- Max. Nutzergewicht 200 kg (ohne Lift)
- Max. Nutzergewicht 180 kg (mit Lift)
- Beleuchtung nach StVZO
- Ladegerät 8A, extern
- Batterien 55Ah, Set
- Beckengurt
- 4-polige Motoren

1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____

Adresse Fachhändler

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

gleiche Adresse

Lieferadresse

Straße: _____
 PLZ + Stadt: _____
 Land: _____




Bild mit optionalem Zubehör.

Q6 Edge HD
 VK Netto: €15.990,-

2. PATIENTEN INFORMATIONEN

Gewicht: _____
 Größe: _____








- A. Schulterbreite: _____
- B. Toraxbreite: _____
- C. Beckenbreite: _____
- D. Scheitelhöhe: _____
- E. Rückenhöhe: _____
- F. Achselhöhe: _____
- G. Sitztiefe: _____
- H. Unterschenkellänge: _____
- I. Armhöhe: _____
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: _____
- K. Fußlänge: _____

* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)

3. FARBEN

3.1 Standard Farben

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
 Red Corvette	DGN1700109-PRD1	ohne Aufpreis
 Electric Blue	DGN1700109-PBU9	ohne Aufpreis
 Back in Black	DGN1700109-PBK1	ohne Aufpreis
 Green Machine	DGN1700109-PGN11	ohne Aufpreis
 White Satin	DGN1700109-PWH2	ohne Aufpreis

3.2 Optionale Farben

 Cherry Bomb	DGN1700109-PRD4	€ 85,00
 Night Train	DGN1700109-PBK3	€ 85,00
 Grey Street	DGN1700109-PSL3	€ 85,00
 Deep Purple	DGN1700109-PPR5	€ 85,00
 Raspberry Beret	DGN1700109-PPK4	€ 85,00
 Blue Jean	DGN1700109-PBU11	€ 85,00
 Lemon Crush	DGN1700109-PYL4	€ 85,00
 Military Green	DGN1700109-PGN8	€ 85,00
 Sugar Plum	DGN1700109-PPR7	€ 85,00

4. AKZENTFARBEN

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Antriebsräder Akzentfarbe		
Keine	-	Standard
Passend zur Standard Farbe	DGN164245-XXX	ohne Aufpreis
Andere Farbe:	DGN164245-XXX	ohne Aufpreis
Joystick Abdeckung (nur Q-Logic)		
Soft Black	-	Standard
Passend zur Standardfarbe	DGN124336-XXX	ohne Aufpreis
Andere Farbe:	DGN124336-XXX	ohne Aufpreis



5. LICHTPAKET

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
LED Lichtpaket	ELE1705999	Standard
Kofflügeleuchten	DGN154117	€ 150,00

6. TRANSPORTSICHERUNG

Gesichert wie Ladung		Standard
Gesichert für die Nutzer gemäß ISO7176 -19		ohne Aufpreis

7. MOTOR

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
6 km/h	MOT147433-6	Standard

8. RÄDER

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
3" x 14" Luft (Paar)	WHL124117 x2	Standard
3" x 14" Pannensicher (Paar)	WHL124116 x2	ohne Aufpreis
4" x 14" Luft (Paar)	WHL121703 x2	ohne Aufpreis
4" x 14" Pannensicher (Paar)	WHL121698 x2	ohne Aufpreis

9. BATTERIEN

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
55 Ah	BATT55	Standard
62 Ah	CPC62-12P	€ 599,00
75 Ah	BAT1707083	€ 699,00

10. JOYSTICKAUFNAHME

10.1 Standard Joystick

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Q-Logic Joystick für das Lichtpaket Aufnahme: Links Rechts	CTL143977	Standard

10.2 Alternative Joystick Aufnahmen

Pilzgriff (11.1)	PG-SA72439	€ 95,00
Handballenaufgabe (11.2)	PG-SA75165	€ 95,00
Tetra-Griff (11.3)	PG-SA80941	€ 95,00
Hartgummikugel (11.4)	PG-SA72441	€ 95,00
Soft Ball (11.5)	PG-SA81095	€ 95,00
Verlängerter Griff (8 cm) (11.6)	PG-SA72435	€ 95,00
Bodypoint Tetra Griff mit seittl. Anlage (7,5 cm) (11.7)	PLSKNCP1057	€ 140,00



10.3 Aufnahme Steuerung

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Fest:	FRMASMB10617	ohne Aufpreis
Links		
Rechts		
Wegschwenkbar:		Standard
Links	ACC124921	
Rechts	ACC131586	
Einklappbar Innen/Außen:	ACC1908434	€ 155,00
Links		
Rechts		
Höhenverstellbare Aufnahme	ST-ARM250-3/4	€ 125,00

10.4 Joystick Zubehör

Q-Logic - Erweiterter Display Aufnahme:	CTL143979 DWR1010D446	€ 1.790,00
Links		
Rechts		
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter Aufnahme:	CTL144010 MEC136981	€ 575,00
Links		
Rechts		
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter Nur mit klappbaren Armlehnen kompatibel Aufnahme:	CTL144009 MEC136981	€ 575,00
Links		
Rechts		
Q-Logic Begleitsteuerung, abnehmbar Aufnahme:	CTL143981 MEC125270	€ 650,00
Links		
Rechts		
Q-Logic - Begleitsteuerung, fest nicht montiert geliefert	CTL143980	€ 650,00
Q-Logic -Direktsteuerung, Druckschalter, ohne Display Aufnahme:	CTL123218 MEC136981	€ 325,00
Links		
Rechts		
SCIM (Special Control Input Module)	CTL143988	€ 660,00
Infarot- Schnittstelle An der Handsteuerung montiert	ACC1900269	€ 50,00
USB Ladegerät An der Armlehne gegenüber dem Joystick montiert	CTL14398	€ 195,00
Rückfahrkamera + eine Halterung (bitte unten auswählen)	ASSY	€ 499,00
Halterung am Joystick Q-Logic 3	MEC2106123	ohne Aufpreis
Schwanenhals Halterung	MEC1906270	ohne Aufpreis

11. TRU-BALANCE 3 SITZ OPTIONEN

11.1 Sitz

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
iLevel - elektrischer Sitzlift 254 mm + 50° Sitzneigung	MEC144332	3.036,00€

11.2 Sitzhöhe

Achtung: Gemessen wurde ohne Sitzkissen, inklusive Sitzkantung und Sitzlift 35 mm

- 420 mm (Niedrig)
- 445 mm (Mittel)
- 470 mm (Hoch)

11.3 Sitzbreiten **Hinweis: 635mm (25") und größer sind nicht mit iLevel kompatibel!**

406 mm (16")	508 mm (20")	635 mm (25")
432 mm (17")	533 mm (21")	660 mm (26")
457 mm (18")	559 mm (22")	686 mm (27")
483 mm (19")	601 mm (24")	711 mm (28")

11.4 Sitztiefen


305 mm (12")	406 mm (16")	508 mm (20")
330 mm (13")	432 mm (17")	533 mm (21")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
381 mm (15")	483 mm (19")	601 mm (24")

12. SITZKISSEN

12.1 Simplicity G (Gernal use)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest



Beschreibung



Stealth Simplicity G - Breite: 254 – 508 mm (10" – 20")

Stealth Simplicity G - Breite: 559 – 601 mm (21" – 24")

Preis

Standard

€ 173,00



Grüne Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.2 Glacial SP (Skin Protection)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung, ganzflächige Gel-Auflage zur optimierten Druckentlastung

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest, Silikon Gel Auflage mit Airflow-Design: Bezug CoolCore



Beschreibung



Stealth Glacial SP - Breite: 406 – 508 mm (16" – 20")

Stealth Glacial SP - Breite: 559 mm (22")

Preis

€ 347,00

€ 462,00



Grüne Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.3 TRU-COMFORT 2 SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Tiefe Kontur zur Entlastung vom Kreuz- und Steißbein, leichte Beckenaufrichtung und laterale Oberschenkelführung, mit Weichschaumauflage zur optimierten Druckverteilung; sehr ausgeprägte Sitzführung und Abduktion

Aufbau: Basis auf geformten Hartschaum mit hoher Dichte; Bezug feuchtigkeitsabweisend, reiß- und ziehfest, FRG Schaumstoffauflage zur Druckentlastung, Bezug: CoolCore, integrierte Seitentaschen



Beschreibung



Stealth TRU-Comfort 2 SPP - Breite: 355 – 533 mm (14" – 21")

Stealth TRU-Comfort 2 SPP - Breite: 559 mm (22")

Preis

€ 420,00

€ 525,00



Grüne Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.4 Essence SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Positionierungskissen mit Keilen zur Ausgleich von Beckenschiefstand, inkl. Druckentlastung

Aufbau: Basis stabile Grundplatte für Aufnahme von Keilen; Kissen mit leichter Abduktion und Führung lateral und posterior; Bezug: CoolCore



Beschreibung



Stealth Essence SPP - Breite: 381 – 508 mm (16" – 20")

Stealth Essence SPP - Breite: 559 mm (22")

Preis

€ 420,00

€ 525,00



Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.5 Solution SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Sitzführung und -stabilisierung mit Druckentlastung im Bereich der Sitzbeinhöcker durch erweiterten Aqua/Gel Einsatz

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung latera und posterior und leichter Abduktion und Bezug: CoolCore



Beschreibung



Stealth Solution SPP - Breite: 254 – 508 mm (10" – 20")

Stealth Solution SPP - Breite: 559 – 601 mm (22" – 24")

Preis

€ 394,00

€ 452,00



Grüne Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Blaue Bereiche
Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.6 Spectrum Gel SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: Sitzführung und -stabilisierung mit Druckentlastung im Bereich der Sitzbeinhöcker

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung lateral und posterior und leichter Abduktion, zusätzliches Gel-Kissen im Bereich der Sitzbeinhöcker und Bezug: CoolCore



Beschreibung



Stealth Spectrum Gel SPP - Breite: 355 – 508 mm (14" – 20")

Stealth Spectrum Gel SPP - Breite: 559 – 601 mm (22" – 24")

Preis

€ **483,00**

€ **557,00**



Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind




Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

12.7 Spectrum Foam SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: XXL Auswahl an Maße und große Nutzerbelastung

Aufbau: feste Schaumstoffbasis mit leichter Führung lateral und posterior und leichter Abduktion; mehrlagiges visco-elastisches Kissen im Bereich der Sitzbeinhöcke und Bezug: CoolCore



Beschreibung

Stealth Spectrum Foam SPP - Breite 254 – 508 mm (10" – 20")

Stealth Spectrum Foam SPP - Breite: 559 – 601 mm (22" – 24")



Stealth Spectrum Foam SPP - Breite: 660 – 711 mm (26" – 28")

Preis

€ **483,00**

€ **557,00**

€ **620,00**



Grüne Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind

Blaue Bereiche

Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13. TRU-BALANCE RÜCKEN UND OPTIONEN

13.1 Gesamte Rückenlänge

		RÜCKENBREITE								
		305mm	356mm	406mm	432mm	457mm	483mm	508mm	559mm	601mm
GESAMTE RÜCKENLÄNGE	432mm	✓								
	457mm	✓								
	483mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	508mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	533mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	559mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	584mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	601mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	635mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	660mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	686mm					✓		✓		
	711mm					✓		✓		

432 mm (17")	533 mm (21")	635 mm (24")
457 mm (18")	559 mm (22")	660 mm (26")
483 mm (19")	584 mm (23")	686 mm (27")
508 mm (20")	601 mm (24")	711 mm (28")

13.3 Gesamte Rückenbreite

305 mm (12")	432 mm (17")	508 mm (20")
356 mm (14")	457 mm (18")	559 mm (22")
406 mm (16")	483 mm (19")	601 mm (24")

13.2 Rücken

Feste Rückeneinheit	MEC124846	Standard
Elektrische Rückenverstellung	FRMASMB7120047	€ 1278,00

13.5 Rückenlehnen Optionen

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
TRU-Comfort Rücken 305 - 508 mm	OPTINDV14241	Standard
TRU-Comfort Rücken 559 - 601 mm	OPTINDV14241	ohne Aufpreis
Q-Back Rückenschale, aktive Kontur	QB2ALXXAX	€ 525,00
Q-Back Rückenschale, tiefe Kontur	QB2ALXXDX	€ 545,00
Q-Back Rückenschale, extra tiefe Kontur	QB2ALXXEX	€ 595,00
Adapter für nicht Quantum Originale Rückenlehne	SET131920	€ 399,00

14. ARMLEHNEN

14.1 Hochklappbare Armlehnen

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Hochklappbare Armlehnen	ARM1806662	Standard

a. Höhe - linke Armlehne

203 mm	279 mm	330 mm
254 mm	305 mm	356 mm

b. Höhe - rechte Armlehne

203 mm	279 mm	330 mm
254 mm	305 mm	356 mm

c. PU-Schaum-Armpolster


Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Kurze Länge - 254 mm links	DGN1801407	ohne Aufpreis
Kurze Länge - 254 mm rechts	DGN1801407	ohne Aufpreis
Standard Länge - 356 mm links	DGN1801411	Standard
Standard Länge - 356 mm rechts	DGN1801411	Standard
XL Länge - 432 mm links	DGN1801530	ohne Aufpreis
XL Länge - 432 mm rechts	DGN1801530	ohne Aufpreis

d. Gel Armpolster

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Falcon Gel, komplette Länge, links und rechts	ARM136417	€ 310,00
Falcon Gel, Kurze Länge links und rechts	ARM136416	€ 195,00

e. Aufnahme für Zubehör Armlehenseite


Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Zurückklappbare Armlehne, Seitenschienen-Zubehörhalter	MEC1809178	€ 12,00
Down Post	Links Rechts	€ 245,00



Down Post

14.2 Andere Armlehnen

Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062 -3 SETLRAM1165	€ 799,00
---	-------------------------------	-----------------



FRMASMB7062 -3



15. KOPFSTÜTZEN

15.1 Kopfstützen Pads

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Stealth Comfort Plus – Klein (203 mm)	ST-CP450	€ 179,00
Stealth Comfort Plus – Mittel (250 mm)	ST-CP250	€ 179,00
Stealth Comfort Plus – Groß (350 mm)	ST-CP150	€ 179,00

15.2 Kopfstützenhalterungen

TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	ST-TWB486-1	€ 199,00
Multi-axis abnehmbare Kopfstützenhalterung	ST-HMO475-1	€ 189,00

16. BECKENGURT

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
1270 mm - Beckengurt	ACCBELT1000	S t a n d a r d
1524 mm Beckengurt (ISO7176-19)	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
2286 mm - XL-Beckengurt	ACCBELT1001	ohne Aufpreis
Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf		€ 86,00
Klein	ST-IFPB5122	
Mittel	ST-IFPB5223	
Groß	ST-IFPB5324	
Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad		€ 130,00
Klein	ST-IFPB5242	
Mittel	ST-IFPB5243	
Groß	ST-IFPB5244	
Stealth einziehbarer Beckengurt	ST-IFRB5350	€ 67,50

17. BEINSTÜTZEN

17.1 Beinstützenlänge

Stellen Sie die Länge der Beinstützen auf: _____ mm

gemessen von Sitzplatte zu Fußplatte


17.2 Zentral montierte Fußplattform

a. Montage der Fußplattform

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Manuell verstellbare, zentral montierte Fußplattform	RIG1710345	Standard
Fest montierte Fußplattform (heavy duty)	RIG163640	€ 535,00
Elektrisch winkelverstellbare Fußplattform	RIG131108	€ 2.178,00
Elektrisch winkelverstellbare Fußplattform - kundenspezifisch hoch/Tief	AFP-TB3LIFT	€ 2.580,00

b. Untere Verlängerung und winkelverstellbare Fußplatten

200 - 300 mm höhenverstellbar (A), 152 mm Fußplatten (B) <i>(Nur mit manueller AFP)</i>	RIG152577
254 - 406 mm höhenverstellbar (A), 203 mm Fußplatten (B)	RIG150203
254 - 406 mm höhenverstellbar (A), 279 mm Fußplatten (B)	RIG150212
330 - 483 mm höhenverstellbar (A), 203 mm Fußplatten (B)	RIG151506
330 - 483 mm höhenverstellbar (A), 279 mm Fußplatten (B)	RIG151508



RIG 1710345

c. Wadenpolster

Mittel	RIGASMB7120018
Groß	RIGASMB7120019

d. Zusätzliche Optionen

Breitenerweiterung für 203 mm Fußplatten	RIG152517	€ 50,00
Breitenerweiterung für 279 mm Fußplatten	RIG152518	€ 50,00
Glöckenförmige Verlängerung für 279 mm Fußplatten	RIG152519	€ 40,00
150 mm Außenkanten (Paar) <i>Nicht mit Breitenerweiterung für 203 mm-Fußplatten erhältlich</i>	RIG152516	€ 40,00
Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar)	S L RIG133717 RIG133719	€ 95,00
Rad-Stoßstangen (Paar)	WHL1612226	€ 12,50
Fußplatten-Verbindung	RIGASMB7120023	€ 15,00

17.3 Wegklappbare Beinstützen

Beschreibung


70° wegklappbare Beinstützen (A)

Artikelnummer

RIG120062

Preis

ohne Aufpreis



a. Untere Verlängerung

Beschreibung

278 mm - 330 mm lang

Artikelnummer

FRMASMB8053

278 mm - 419 mm lang

FRMASMB7844

330 - 419 mm lang

FRMASMB7845

393 - 495 mm lang

FRMASMB7846

b. Fußplatten inkl. Fersenband

Fußplattform 184 x 152 mm

FRMASMB7847

Fußplattform 215 x 152 mm

FRMASMB7848

Winkelverstellbare Fußplatten mit Fersenschlaufen,
127 x 203 mm

FRMASMB4743

Winkelverstellbare Fußplatten mit Fersenschlaufen,
203 - 280 mm

FRMASMB4744

17.4 Winkelverstellbare Beinstützen

Manuell winkelverstellbare Beinstützen
Inklusive Wadenpolster und Fersenband

€ 599,00

Elektrisch winkelverstellbare Beinstützen
Inklusive Wadenpolster und Fersenband

€ 1.890,00

a. Beinstützen Länge

Standard Oberteil mit Standard Unterteil
290 - 430 mm Länge

Standard Oberteil mit langem Unterteil
340 - 470 mm Länge

Langes Oberteil mit Standard Unterteil
370 - 520 mm Länge

Langes Oberteil mit langem Unterteil
370 - 560 mm Länge

b. Fußplatten

105 x 175 mm
Geeignet für eine Sitzbreite von 305 - 356 mm (12" - 14")

124 x 175 mm
Geeignet für eine Sitzbreite von 356 - 406 mm (14 - 16")

148 x 175 mm
Geeignet für eine Sitzbreite von 406 mm (16") und größer

18. POSITIONIERUNG

18.1 Stealth Thorax Seitenteile

a. Hardware	Artikel	Artikelnummer	Preis	
Paar links rechts			Paar	Stück
	wegschwenkbar, Schienenbefestigung	ST-LTHW508 ST-TWBSTL-L /-R	€ 230,00	€115,00
b. Polster				
Paar links rechts				
	Gebogene Polster, 76 mm x 127 mm	ST-TWBL-3X5	€ 170,00	€ 85,00
	Gebogene Polster, 101 mm x 152 mm	ST-TWBL-4X6		
c. Installation				
Seitenteile installieren				
Keine Seitenteile installieren				

18.2 Stealth UniLink Becken/Oberschenkel Führung

a. Hardware	Artikel	Artikelnummer	Preis	
Paar links rechts			Paar	Stück
	UniLink, 178mm höhenverstellbare, abnehmbare Oberschenkelanlage	ST- UTT6A1260000	€459,00	€229,50



b. Pad				
Paar links rechts				
	UniLink, 102 x 102 mm Polster	ST-UTP544056100	€171,00	€85,50
	UniLink, 102 x 204 mm Polster	ST-UTP548056100	€189,00	€94,50
	UniLink, 102 x 306 mm Polster	ST-UTP54D056100	€225,00	€112,50

18.3 Stealth UniLink Ellenbogenstütze

a. Hardware	Artikel	Artikelnummer	Preis	
Paar links rechts			Paar	Stück
	UniLink, Ellenbogen Polster, fest montiert, 203 - 406 mm	ST- UETB4021FL-Q ST- UETB4021FR-Q	€351,00	€175,50



b. Ellenbogen-Stützpolster				
Paar links rechts				
	102 x 102 mm Ellenbogenpolster	ST-ARMSES-4X4	€170,00	€85,00
	76 x 254 mm Ellbogenpositionierung konturiertes Stützpolster	ST-ARMSES-3X10-L /-R	€170,00	€85,00

c. Installation				
Ellenbogenstütze installieren				
Keine Ellenbogenstütze installieren				

19. ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC152515	€ 85,00
Rückspiegel	ACC155833	€ 30,00
Stealth wegschwenkbarer Ablagetisch (24.1)	FRMASMB11233	€ 595,00
Sauerstoffflaschenhalter (24.2) (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC125006	€ 105,00
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ 209,00
Trinksystem (24.3)	ACC125010	€ 255,00
Handschuhfach (24.4)	ACC125011	€ 129,00
Schiebegriffe (Paar) (24.5)	ACC2005027	€ 280,00
Getränkehalter	ACC125003	€ 10,00
Haken für persönliche Gegenstände (24.6)	ACC125008	€ 50,00
Reflektorsatz	ACC124670	Standard
Rucksackhalterung (Paar)	ACC147774	€ 35,00
An der Vorderseite montierter Handyhalter x-Griff (24.7)	ACC155835	€ 85,00
Stealth großer Tablethalter	ST-TWBM480-TAB	€ 425,25
Aufnahme für Beatmungsgerät (24.8) (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC136791	€ 265,00
Ablagefach (24.9) (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC133889	€ 110,00
Transfergriffe (Einzel) (24.10) Rechts Links	MEC1809930	€ 70,00
Zubehörleiste	MEC125098	€ 150,00
Sichtschutzklappe	DWR1044E456A	Standard



Abb. 24.1



Abb. 24.2



Abb. 24.3



Abb. 24.4




Abb. 24.5



Abb. 24.6



Abb. 24.7



Abb. 24.8



Abb. 24.9




Abb. 24.10



NOTIZEN