



Abbildung mit
optionalem Zubehör

Q6 edge[®] HD

Mit Funktionen wie 4-polige Standardmotoren, Mid-Wheel 6 Drive Design und ATX-Federung ist der Q6 Edge HD so konstruiert, dass er die Leistungsanforderungen der aktivsten Benutzer erfüllt. Erhältlich mit den TRU-Balance 3 Power Positionierungssystemen, deren innovatives Design die Funktionsunabhängigkeit maximiert und gleichzeitig ein ansprechendes Erscheinungsbild bietet. Außerdem können an diesem Modell alle optionalen Produkte der STEALTH-Serie angebracht werden.

QUANTUM[®]

Spezifikationen

ANTRIEBSRÄDER	14" PU (standard) oder 14" Luft (optional)
LENKRÄDER	6" PU
HÖCHTSGESCHWINDIGKEIT ³	Bis zu 6 km/h
BODENFREIHEIT	76 mm
WENDERADIUS	502 mm
LÄNGE	904 mm
BREITE	667 mm
SITZGRÖßEN	TB3 HD
Synergy / Static Sitz	Breite: 513 - 610 mm Tiefe: 513 - 610 mm
Elektrische Sitzkantelung	Breite: 513 - 610 mm Tiefe: 513 - 610 mm
Elektrischer Sitzlift und elektrische Sitzkantelung	Breite: 513 - 610 mm Tiefe: 513 - 610 mm
BODENHÖHEN	TB3 HD
Synergy / Static Sitz ⁶	420 - 470 mm
Power Tilt ⁶	420 - 505 mm
Lift & Tilt ⁶	420 - 505 mm
MANUELL TILT/RECLINE	No
BATTERIE	62 Ah Standard (75Ah Optional)
BATTERIE GEWICHT²	23,6 kg je Batterie
STEUERSYSTEME¹	75A Q-Logic 2 NE 75A Q-Logic 2 NE+ 100A Q-Logic 2 EX
BATTERIELADEGERÄT	8-amp, extern
ANTRIEB	Zweimotorig, Frontantrieb
MAX. NUTZERGEWICHT^{5,6}	200 kg
BASIS GEWICHT	65 kg

- 1) Alle Quantum Reha-Geräte können mit Spezialsteuerungen bestellt werden.
- 2) Das Batteriegewicht kann je nach Hersteller +/- 1,4 kg betragen.
- 3) Die Geschwindigkeit variiert je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck.
- 4) Ohne vordere Beinstützen.
- 5) Durch die einstellbare Sitzhöhe des iLevel wird die Tragfähigkeit auf 181 kg reduziert.
- 6) Die Gewichtskapazität wird durch die Auswahl der Sitzplätze vorgegeben.
Alle Maße +/- 3 mm mit 460 x 460 mm Sitz, festen Türmen, 136 kg Tragfähigkeit und Vollgummireifen (zusätzlich 9 mm mit Luftreifen). Breiten können die Höhe von Sitz zu Boden erhöhen. Einzelheiten erfahren Sie vom Kundendienst. Die aufgelisteten Messungen befinden sich an der niedrigsten Position. Beinhaltet kein Hebesystem, sofern nicht anders angegeben.

Eigenschaften

- Mid-Wheel 6 bietet maximale Stabilität durch sechs Rädern
- Kompatibel mit Tru-Balance 3 HD Power Positionierung. Außerdem können an diesem Modell alle optionalen Produkte der STEALTH-Serie z.B. Sitz- und Kopfstützensysteme und Sondersteuerung angebracht werden.
- ATX-Federung (Active-Trac mit zusätzlicher Stabilität) für verbesserte Leistung in unebenem Gelände
- Die iLevel-Option ermöglicht eine Sitzhöhe von bis zu 305 mm
- LED-Beleuchtungspaket
- Für Nutzer bis 200 kg Eigengewicht
-

Optionen

- iLevel Lift Sitzhöhe einstellbar
- TRU-Balance 3 Sitzsystem
- Q-Logic 2-Antriebssteuerungen
- USB-Port
- Wegschwenkbare Joystickhalterung

Farben

RÜCKEN für Geräte ohne TRU-Balance sind nur in Back in Black erhältlich



Pride Mobility Products GmbH
Hövelrieger Straße 28
33161 Hövelhof
Deutschland

Tel: +49 (0)5257/947890

quantumrehab.de • info@pridemobility.de



PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

DE_SSQ0006/Rev0/MAI2021