



Bestellformular Lightning



Standardausstattung

- Heckantrieb
- Geschwindigkeit 6 km/h
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- VR2 Steuerung mit fester Halterung
- TB Flex Sitz für SB 38-56 cm
- Anpassrücken
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Max. Nutzergewicht 136 kg
- ISO7176-19 crash tested
- Beleuchtung nach StVZO
- 8A Ladegerät, extern
- Beckengurt

1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____

HMV Nr.: 18.50.04.0152

Rechnungsadresse

Firmenname: _____
 Adresse: _____
 PLZ/ Stadt: _____
 Land: _____
 Mobil: _____
 E-Mail: _____

Lieferadresse

wie Rechnungsadresse

Adresse: _____
 PLZ/ Stadt: _____
 Land: _____




Bild mit optionalem Zubehör.

Lightning
 VK Netto: €6.800,-

2. PATIENTEN INFORMATIONEN

Gewicht: _____
 Größe: _____



- A. Schulterbreite: _____
- B. Toraxbreite: _____
- C. Beckenbreite: _____
- D. Scheitelhöhe: _____
- E. Rückenhöhe: _____
- F. Achselhöhe: _____
- G. Sitztiefe: _____
- H. Unterschenkellänge: _____
- I. Armhöhe: _____
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: _____






* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)

3. FARBEN

3.1 Standard Farben

Item	Artikelnummer	Preis
 Red Corvette	DGN1809130-PRD1	ohne Aufpreis
 White Satin	DGN1809130-PWT2	ohne Aufpreis
 Electric Blue	DGN1809130-PBU9	ohne Aufpreis

3.2 Optionale Farben

 Pretty in Pink	DGN1809130-PPK3	€ 85,00
 Evolution Orange	DGN1809130-POR7	€ 85,00
 Yellow Blaze	DGN1809130-PYL3	€ 85,00
 Lime Light	DGN1809130-PGN7	€ 85,00
 Back in Black	DGN1809130-PBK1	€ 85,00

4. AKZENTFARBEN *

*nur Q-Logic

Artikel	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckungen		Standard
<input type="checkbox"/> Soft black	-	
<input type="checkbox"/> Passend zur Standard Farbe	DGN124336-XXX	€ 49,00
<input type="checkbox"/> Andere: _____	DGN124336-XXX	€ 49,00

5. RÄDER

Artikel	Artikelnummer	Preis
3" x 14" Luftbereifung (Paar)	WHLASMB7110044 x2	Standard
3" x 14" Pannensicher (Paar)	WHL138798 x2	€ 275,00

5.1 Lenkräder

10" Luftbereifung	WHLASMB2244 x2	Standard
9" Luftbereifung	WHLASMB1824 x2	€ 100,00
9" Pannensicher	WHLASMB1823 x2	€ 150,00

7. MOTOR

Artikel	Artikelnummer	Preis
6 km/h	MOT132462-6 (Q-LOGIC) MOT132459-6 (VR2)	Standard
10 km/h	MOT132462-10 (Q-LOGIC) MOT132459-10 (VR2)	€ 890,00

8. BATTERIEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
NF-22, 62 Ah, AGM (Set)	BAT1705505	Standard
75 Ah, AGM (Set)	BAT1707083 x2	€ 799,00

7. STEUERUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
VR2 - 9 Key	CTLDC1505	Standard
Q-Logic Steuerung	CTL124653	€ 800,00

7.1 Aufnahmesteuerung

Feste Montage: Links Rechts	FRMASMB10617	Standard
Wegschwenkbar Montage: Links Rechts	MEC1712217 MEC1712220	€ 85,00
Einklappbar Montage: Links Rechts	CTL144009 MEC136981	€ 155,00

7.2 Joystick Zubehör

Q-Logic - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL143981 FRMASMB10454	€ 650,00
VR2 - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL144009 MEC136981	€ 700,00

8. TB-FLEX SITZEINHEITEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Manuell verstellbar	SET156731	Standard
Elektrische Sitzkantelung 30°	SET156733	€ 1.550,00

9. SITZHÖHE (OHNE SITZKISSEN)

- 420 mm (Niedrig)
- 445 mm (Mittel)
- 464 mm (Hoch)

10. SITZBREITE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

11. SITZTIEFE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

HINWEIS: Elektrische Optionen erhöhen die Sitzhöhe um 40mm

12. SITZKISSEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Ohne Sitzkissen	-	-
Stealth Simplicity G: Basiskissen mit leichter Kontur	ST-SIMGXXYY	Standard
Stealth Glacial SP: inkl. Gelaufage	ST-GLSPXXYY	€ 175,00
Stealth Zen SP: inkl. Visco elastischer Auflage	ST-ZENSPXXYY	€ 225,00
Stealth Premiere P: sehr Formstabil für Transfer	ST-PREMPXXYY	€ 275,00
Stealth TRU-Comfort 2 SPP: Ausgeprägte Kontur	ST-TC2SPPXXYY	€ 275,00
Stealth Essence SPP: Max. Belastung 225 kg	ST-ESSSPXXYY	€ 275,00
Stealth Solution SPP: Wasser-Gel Einlage Sacral	ST-SOLSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Gel SPP: Doppelte Einlage Max. 250kg	ST-SPCGSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Foam SPP: Visko-elastische Einlage	ST-SPCFSPXXYY	€ 260,00

13. RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
Statische Rückenlehne (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	Standard
Manuelle Rückenverstellung (Gasdruck)	MEC 156740	€ 175,00
Elektrische Rückenverstellung	MEC156737	€ 1.150,00

13.1 Rückenlehnen Optionen

Artikel	Artikelnummer	Preis
Anpassrücken	OPTINDV16428	Standard
Comfort Rücken	MEC1639510	€ 250,00

Weitere Optionen finden Sie bei STEALTH.

14. ARMLEHNEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	MEC152331	Standard
Höhenverstellbar, abnehmbar, kurz	MEC152330	€ 199,00
Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ 799,00

15. KOPFSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	Standard
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ 289,00

16. BEINSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Wegschwenkbar, 70°	FRMASMB16230	Standard
Wegschwenkbar, manuell winkelverstellbar	FRMASMB18000	€ 495,00
Wegschwenkbar, elektrisch winkelverstellbar	FRMASMB16339	€ 1.890,00
Zentral montierte Fußplattform	FRMASMB16077	ohne Aufpreis
Zentral montierte Fußplattform - Manuell verstellbar Wadenpolster Standard Große Wadenpolster	FRMASMB17946 RIGASMB7120019 RIGASMB7120019	€ 770,00
Zentral montierte Fußplattform - Elektrisch verstellbar Wadenpolster Standard Große Wadenpolster	RIGASMB7120030 RIGASMB7120018 RIGASMB7120019	€ 1.938,00

17. ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC152515	€ 85,00
Stealth Therapietisch, wegschwenkbar (A)	ST-SSLXHD10000060 ST-SSLXM010001171	€ 595,00
Sauerstoffflaschenhalterung (B)	MEC125006	€ 105,00
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ 209,00
Handschuhfach	ACC125011	€ 129,00
Transfergriffe (Paar) (D)	ACC147773	€ 280,00
Reflektorsatz	ACC124670	Standard
Zubehörleiste	MEC125098	€ 70,00
Q-Logic EX/NE handheld programmer	ELEASMB6976	€ 769,00
VR2 Programmer (P&G PP1C)	CTLDC1388	€ 150,00
1270 mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
Bordstein Steighilfe	MEC155445	€ 349,00