



Bestellformular Q1450



Standardausstattung

- Vorderradantrieb
- Standardgeschwindigkeit 6 km/h
- 2 einzeln federgelagerte Motoren (4-polig)
- Max. Nutzergewicht 272 kg
- Beckengurt 2286 mm
- Fußplattform 420x320 mm (am Rahmen montiert)
- 14" PU-Antriebsräder mit grobem Profil
- 75 Ah Batterien
- 9" PU-Lenkräder
- VR2 Steuerung mit fester Aufnahme
- Synergy Sitzeinheit
- LED Lichtpaket nach StVZO
- Comfort Rücken
- Ladegerät 8A, extern

1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____

Adresse Fachhändler

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

Lieferadresse

gleiche Adresse

Straße: _____
 PLZ + Stadt: _____
 Land: _____




Bild mit optionalem Zubehör.

Q1450
 VK Netto: € 15.490,-

2. PATIENTENANGABEN MAßE UND GEWICHT

Gewicht: _____
 Größe: _____



- A. Schulterbreite: _____
- B. Toraxbreite: _____
- C. Beckenbreite: _____
- D. Scheitelhöhe: _____
- E. Rückenhöhe: _____
- F. Achselhöhe: _____
- G. Sitztiefe: _____
- H. Unterschenkellänge: _____
- I. Armhöhe: _____
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: _____
- K. Fußlänge: _____

* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)



3. FARBEN

3.1 Standard Farben

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
 Red Corvette	SHDASMB6684	ohne Aufpreis
 Back in Black	SHDASMB6686	ohne Aufpreis
 Electric Blue	SHDASMB7110018	ohne Aufpreis

4. FARBEN STEUERUNG (nur bei Q-Logic Steuerung)

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckung		Standard
Abdeckung schwarz	DGN124336-XXX	€ 49,00
Farbe Chassis	DGN124336-XXX	€ 49,00
Andere Farbe: _____		

5. BATTERIEN

5.1 Batterien

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
75 Ah	BAT1707083 x2	Standard

6. Steuerung

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
VR2 Steuerung	CTLDC1505 (9 key)	Standard
Q-Logic Steuerung	CTL124653 (full lights)	€ 1.200,00

6.1 Aufnahme Steuerung

Feste Montage: Links Rechts	FRMASMB10617	Standard
Wegschwenkbar Montage: Links Rechts	MEC1712217 MEC1712220	€ 85,00
Einklappbar Innen/Außen Montage: Links Rechts	ACC1908434	€ 155,00

7. JOYSTICKAUFNAHME (FORTSETZUNG)

7.1 Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Q-Logic - Erweiterter Display Aufnahme: Links Rechts	CTL143979 DWR1010D446	€ 1.790,00
Q-Logic - Begleitsteuerung Aufnahme: Links Rechts	CTL143981 MEC136981	€ 650,00
VR2 - Begleitsteuerung Aufnahme: Links Rechts		€ 700,00
SCIM (Special Control Input Module) Nur in Verbindung mit Q-logic Steuerung	CTL143988	€ 660,00

8. SYNERGY - BARIATRISCHE SITZEINHEIT UND OPTIONEN

8.1 Sitzeinheit

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 610 - 660 mm	FRMASMB7120015	Standard
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 660 - 710 mm	FRMASMB7120019	€ 180,00
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 710 - 760 mm	FRMASMB7120020	€ 180,00
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 760 - 810 mm	FRMASMB7120021	€ 180,00

8.2 Sitzeinheit mit elektrischer Sitzkantelung 40°

Elektrische Sitzkantelung 30° - Sitzbreite 610 - 710 mm	MEC120323	€ 2.945,00
Elektrische Sitzkantelung 30° - Sitzbreite 711 - 813 mm	MEC120325	€ 2.945,00

9. SITZHÖHE

Achtung: Gemessen wurde ohne Sitzkissen, bei Sitzkantelung +40 mm

455 mm (Niedrig)

480 mm (Mittel)

505 mm (Hoch)

10. SITZBREITE

610 mm (24")

660 mm (26")

711 mm (28")

737 mm (29")

787 mm (31")

810 mm (32")

11. SITZTIEFE

508 mm (20")

559 mm (22")

610 mm (24")


660 mm (26")

711 mm (28")

12. SITZKISSEN - Spectrum Foam SPP (Skin Protection and Positioning)

Einsatzgebiet: XXL Auswahl an Maße und große Nutzerbelastung

Aufbau: feste Schaumbasis mit leichter Führung lateral und posterior und leichter Abduktion; mehrlagiges visco-elastisches Kissen im Bereich der Sitzbeinhöcke und Bezug: CoolCore



Beschreibung



Stealth Spectrum Foam SPP - Breite: 559 – 610 mm (22" – 24")

Stealth Spectrum Foam SPP - Breite: 660 – 813 mm (26" – 32")

Preis

Standard

€ 620,00



Bereiche auf dem Kissen, die für die Belastung des Gewebes ausgelegt sind



Bereiche auf dem Kissen, die die Körperhaltung und Stabilität beeinflussen

13. RÜCKEN OPTIONEN

Rückenbreite entspricht der Sitzbreite

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Synergy Comfort Rücken - Höhe 457 mm	OPTINDV12846	Standard
Feste Rückeneinheit (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	Standard

14. ARMLEHNEN

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Einzelaufnahme, heavy duty, 200 - 300 mm einstellbar, abnehmbar	FRMASMB6728 FRMASMB6729	Standard
Einzelaufnahme, heavy duty, 250 - 350 mm einstellbar, abnehmbar	FRMASMB6730 FRMASMB6731	ohne Aufpreis
Wegschwenkbar, mit doppelter Aufnahme, höheneinstellbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ 799,00

15. KOPFSTÜTZEN

Weitere Kopfstützen finden Sie in unserem STEALTH Katalog

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	Standard
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ 289,00

16. BEINSTÜTZEN

Einstellung Unterschenkellänge auf: _____ mm (Gemessen vom Boden bis Sitzplatte)



Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Basis montierte Fußplattform	FRMASMB16077	Standard
Wegschwenkbare Heavy Duty Beinstützen, Einzelaufnahme	FRMASMB4762	€ 390,00
Zentral unter der Sitzplatte montierte Beinstütze, manuell inkl. großer Fußplattform	FRMASMB17946	€ 770,00
Kleine Wadenpolster (Standard)	RIGASMB7120018	ohne Aufpreis
Große Wadenpolster	RIGASMB7120019	ohne Aufpreis
Zentral unter der Sitzplatte montierte Beinstütze, elektrisch (AFP) (max 200 kg belastbar, bis SB 711 mm/ 28") inkl. großer Fußplattform	RIGASMB7120030	€ 1.938,00
Kleine Wadenpolster (Standard)	RIGASMB7120018	ohne Aufpreis
Große Wadenpolster	RIGASMB7120019	ohne Aufpreis

17. BECKENGURT

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
2286 mm - XL-Beckengurt	ACCBELT1001	Standard

18. ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste)	ACC152515	€ 85,00
Stealth Therapietisch, wegschwenkbar (A)	ST-SSLXHD10000060 ST-SSLXM010001171	€ 595,00
Sauerstoffflaschenhalterung (B)	MEC125006	€ 105,00
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ 209,00
Handschuhfach	ACC125011	€ 129,00
Transfergriffe (Einzel) Rechts Links	MEC1809930	€ 280,00
Reflektorsatz	ACC124670	Standard
Zubehörleiste	MEC146018/050/051	€ 70,00
Rückfahrkamera + eine Halterung (bitte unten auswählen) Nur mit einer Q-Logic Steuerung kompatibel	ASSY	€ 499,00
Halterung am Joystick Q-Logic 3	MEC2106123	ohne Aufpreis
Schwanenhals Halterung	MEC1906270	ohne Aufpreis





NOTIZEN