



# Bestellformular Q1450



## Standardausstattung

- Vorderradantrieb
  - Standardgeschwindigkeit 6 km/h
  - 2 einzeln federgelagerte Motoren (4-polig)
  - Max. Nutzergewicht 275 kg
  - Beckengurt 1270 mm
  - Fußplattform 420x320 mm (am Rahmen montiert)
  - 14" PU-Antriebsräder mit grobem Profil
- 75 Ah Batterien
  - 9" PU-Lenkräder
  - VR2 Steuerung mit fester Aufnahme
  - Synergy Sitzeinheit
  - LED Lichtpaket nach StVZO
  - Comfort Rücken
  - Ladegerät 8A, extern

## 1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kunden Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kommission\*: \_\_\_\_\_  
 Krankenkasse: \_\_\_\_\_

### Rechnungsadresse

Firmenname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Mobil: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

### Lieferadresse

**wie Rechnungsadresse**

Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_




Bild mit optionalem Zubehör.

**Q1450**  
 VK Netto: € 14.900,-

## 2. PATIENTENANGABEN MAßE UND GEWICHT

Gewicht: \_\_\_\_\_  
 Größe: \_\_\_\_\_



- A. Schulterbreite: \_\_\_\_\_
- B. Toraxbreite: \_\_\_\_\_
- C. Beckenbreite: \_\_\_\_\_
- D. Scheitelhöhe: \_\_\_\_\_
- E. Rückenhöhe: \_\_\_\_\_
- F. Achselhöhe: \_\_\_\_\_
- G. Sitztiefe: \_\_\_\_\_
- H. Unterschenklänge: \_\_\_\_\_
- I. Armhöhe: \_\_\_\_\_
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: \_\_\_\_\_

\* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)



### 3. FARBEN

#### 3.1 Standard Farben

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
 Red Corvette	SHDASMB6684	<b>ohne Aufpreis</b>
 Back in Black	SHDASMB6686	<b>ohne Aufpreis</b>
 Electric Blue	SHDASMB7110018	<b>ohne Aufpreis</b>

### 4. FARBEN STEUERUNG (nur bei Q-Logic Steuerung)

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckung		<b>Standard</b>
Abdeckung schwarz	DGN124336-XXX	€ <b>49,00</b>
Farbe Chassis	DGN124336-XXX	€ <b>49,00</b>
Andere Farbe: _____		

### 5. BATTERIEN

#### 5.1 Batterien

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
75 Ah	BAT1707083 x2	<b>Standard</b>

### 6. Steuerung

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
VR2 Steuerung	CTLDC1505 (9 key)	<b>Standard</b>
Q-Logic Steuerung	CTL124653 (full lights)	€ <b>1.200,00</b>

#### 6.1 Aufnahme Steuerung

Fest	FRMASMB10617	<b>Standard</b>
Links		
Rechts		
Wegschwenkbar		€ <b>85,00</b>
Links	MEC1712217	
Rechts	MEC1712220	
Einklappbar	MEC138860	€ <b>155,00</b>
Links		
Rechts		

### 7. JOYSTICKAUFNAHME (FORTSETZUNG)

#### 7.1 Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Q-Logic - Erweiterter Display Aufnahme:		€ <b>1.790,00</b>
Links	CTL143979	
Rechts	DWR1010D446	
Q-Logic - Begleitsteuerung Aufnahme:		€ <b>650,00</b>
Links	CTL143981	
Rechts	MEC136981	
VR2 - Begleitsteuerung Aufnahme:		€ <b>700,00</b>
Links		
Rechts		
SCIM (Special Control Input Module) Nur in Verbindung mit Q-logic Steuerung	CTL143988	€ <b>660,00</b>

## 8. SYNERGY - BARIATRISCHE SITZEINHEIT UND OPTIONEN

### 8.1 Sitzeinheit

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 610 - 660 mm	FRMASMB7120015	<b>Standard</b>
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 660 - 710 mm	FRMASMB7120019	€ 180,00
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 710 - 760 mm	FRMASMB7120020	€ 180,00
Feste Sitzeinheit – Sitzbreitenpaket 760 - 810 mm	FRMASMB7120021	€ 180,00

### 8.2 Sitzeinheit mit elektrischer Sitzkantelung 40°

Elektrische Sitzkantelung 30° - Sitzbreite 610 - 710 mm	MEC120323	€ 2.945,00
Elektrische Sitzkantelung 30° - Sitzbreite 711 - 813 mm	MEC120325	€ 2.945,00

## 9. SITZHÖHE (ohne Sitzkissen)

**Achtung: elektrische Optionen erhöhen die Sitzhöhe um 40mm.**

- 435 mm (Niedrig)
- 460 mm (Mittel)
- 485 mm (Hoch)

## 10. SITZBREITE

- 610 mm
- 660 mm
- 711 mm
- 737 mm
- 787 mm

## 11. SITZTIEFE

- 508 mm
- 559 mm
- 610 mm
- 660 mm
- 711 mm

## 12. SITZKISSEN

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Ohne Sitzkissen	-	- € 100,00
Stealth Spectrum Foam SPP	ST-SPCFSPXXYY	<b>Standard</b>

## 13. RÜCKEN OPTIONEN

### Rückenbreite entspricht der Sitzbreite

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Synergy Comfort Rücken - Höhe 450 mm	OPTINDV12846	<b>Standard</b>
Feste Rückeneinheit (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	<b>Standard</b>

## 14. ARMLEHNEN

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Einzelaufnahme, heavy duty, 200 - 300 mm einstellbar, abnehmbar	FRMASMB6728 FRMASMB6729	<b>Standard</b>
Einzelaufnahme, heavy duty, 250 - 350 mm einstellbar, abnehmbar	FRMASMB6730 FRMASMB6731	<b>ohne Aufpreis</b>
Wegschwenkbar, mit doppelter Aufnahme, höheneinstellbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ <b>799,00</b>

## 15. KOPFSTÜTZEN

**Weitere Kopfstützen finden Sie in unserem STEALTH Katalog**

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	<b>Standard</b>
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ <b>289,00</b>

## 16. BEINSTÜTZEN

**Einstellung Unterschenkellänge auf:** \_\_\_\_\_ **mm** (Gemessen vom Boden bis Sitzplatte)

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Basis montierte Fußplattform	FRMASMB16077	<b>Standard</b>
Wegschwenkbare Heavy Duty Beinstützen, Einzelaufnahme	FRMASMB4762	€ <b>390,00</b>
Zentral unter der Sitzplatte montierte Beinstütze, manuell inkl. großer Fußplattform	FRMASMB17946	€ <b>770,00</b>
Kleine Wadenpolster (Standard)	RIGASMB7120018	<b>ohne Aufpreis</b>
Große Wadenpolster	RIGASMB7120019	<b>ohne Aufpreis</b>
Zentral unter der Sitzplatte montierte Beinstütze, elektrisch (AFP) (max 200 kg belastbar, bis SB 71) inkl. großer Fußplattform	RIGASMB7120030	€ <b>1.938,00</b>
Kleine Wadenpolster (Standard)	RIGASMB7120018	<b>ohne Aufpreis</b>
Große Wadenpolster	RIGASMB7120019	<b>ohne Aufpreis</b>

## 17. BECKENGURT

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
1270 mm - Beckengurt	ACCBELT1000	<b>Standard</b>
2286 mm - XL-Beckengurt	ACCBELT1001	<b>ohne Aufpreis</b>

## 18. ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste)	ACC152515	€ 85,00
Stealth Therapietisch, wegschwenkbar (A)	ST-SSLXHD10000060 ST-SSLXM010001171	€ 595,00
Sauerstoffflaschenhalterung (B)	MEC125006	€ 105,00
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ 209,00
Handschuhfach	ACC125011	€ 129,00
Transfergriffe (Paar) (D)	ACC147773	€ 280,00
Reflektorsatz	ACC124670	Standard
Zubehörleiste	MEC146018/050/051	€ 70,00
Q-Logic EX/NE handheld programmer	ELEASMB6976	€ 769,00
VR2 Programmer (P&G PP1C)	CTLDC1388	€ 150,00
Bordstein Steighilfe	MEC155445	€ 349,00