



# Bestellformular Q4



## Standardausstattung

- Mittelradantrieb
- Geschwindigkeit 6 km/h
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- VR2 Steuerung mit fester Halterung
- TB Flex Sitz für SB 38-56 cm
- Anpassrücken
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Max. Nutzergewicht 136 kg
- ISO7176-19 crash tested
- Beleuchtung nach StVZO
- 8A Ladegerät, extern
- Beckengurt

## 1. KUNDENDATEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kunden Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kommission\*: \_\_\_\_\_  
 Krankenkasse: \_\_\_\_\_

HMV Nr.: 18.50.04.0219

### Rechnungsadresse

Firmenname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Mobil: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

### Lieferadresse

wie Rechnungsadresse

Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_




Bild mit optionalem Zubehör.

**Q4**  
 VK Netto: €6.500,-

## 2. PATIENTEN INFORMATIONEN

Gewicht: \_\_\_\_\_  
 Größe: \_\_\_\_\_






- A. Schulterbreite: \_\_\_\_\_
- B. Toraxbreite: \_\_\_\_\_
- C. Beckenbreite: \_\_\_\_\_
- D. Scheitelhöhe: \_\_\_\_\_
- E. Rückenhöhe: \_\_\_\_\_
- F. Achselhöhe: \_\_\_\_\_
- G. Sitztiefe: \_\_\_\_\_
- H. Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_
- I. Armhöhe: \_\_\_\_\_
- J. Unterarmlänge bis Handmitte: \_\_\_\_\_

\* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)



### 3. FARBEN

#### 3.1 Standard Farben

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
 Red Corvette	DGN1809130-PRD1	<b>Ohne Aufpreis</b>
 White Satin	DGN1809130-PWT2	<b>Ohne Aufpreis</b>
 Electric Blue	DGN1809130-PBU9	<b>Ohne Aufpreis</b>

#### 3.2 Optionale Farben

 Pretty in pink	DGN1809130-PPK3	€ 85,00
 Evolution orange	DGN1809130-POR7	€ 85,00
 Yellow blaze	DGN1809130-PYL3	€ 85,00
 Lime light	DGN1809130-PGN7	€ 85,00
 Back in black	DGN1809130-PBK1	€ 85,00

### 4. AKZENTFARBEN \*

\*nur Q-Logic

Artikel	Artikelnummer	Preis
Joystick Abdeckungen	-	<b>Standard</b>
<input type="checkbox"/> Soft black	-	
<input type="checkbox"/> Passend zur Standard Farbe	DGN124336-XXX	€ 49,00
<input type="checkbox"/> Andere: _____	DGN124336-XXX	€ 49,00

### 5. REIFEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
3" x 14" Luftbereifung (Paar)	WHLASMB7110044 x2	<b>Standard</b>
3" x 14" PU-Bereifung (Paar)	WHL138798 x2	€ 275,00

#### 5.1 Lenkräder

6" PU	WHLASMB2130 x2	<b>Standard</b>
-------	----------------	-----------------

### 6. MOTOR

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
6 km/h	MOT132462-6 (Q-LOGIC) MOT132459-6 (VR2)	<b>Standard</b>
10 km/h	MOT132462-10 (Q-LOGIC) MOT132459-10 (VR2)	€ 890,00

### 7. BATTERIEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
NF-22, 55 Ah, AGM (Set)	BATT55	<b>Standard</b>
NF-22, 62 Ah, AGM (Set)	BAT1705505	€ 699,00

## 8. STEUERUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
VR2 - 9 Key	CTLDC1505	<b>Standard</b>
Q-Logic Steuerung	CTL124653	€ <b>800,00</b>

### 8.1 Aufnahmesteuerung

Feste Montage: Links Rechts	FRMASMB10617	<b>Standard</b>
Wegschwenkbar Montage: Links Rechts	MEC1712217 MEC1712220	€ <b>85,00</b>
Einklappbare Montage: Links Rechts	MEC138860	€ <b>155,00</b>

### 8.2 Joystick Zubehör

Q-Logic - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL143981 FRMASMB10454	€ <b>650,00</b>
VR2 - Begleitsteuerung (Nur mit Zubehörleiste MEC 125098) Montage: Links Rechts	CTL144009 MEC136981	€ <b>700,00</b>

## 9. TB-FLEX SITZEINHEITEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Manuell verstellbar	SET156731	<b>Standard</b>
Elektrische Sitzkantelung 30°	SET156733	€ <b>1.550,00</b>

## 10. SITZHÖHE (OHNE SITZKISSEN)

- 420 mm (Niedrig)
- 445 mm (Mittel)
- 464 mm (Hoch)

## 11. SITZBREITE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

## 12. SITZTIEFE

381 mm	432 mm	483 mm
406 mm	457 mm	508 mm

**HINWEIS: Elektrische Optionen erhöhen die Sitzhöhe um 40mm**

## 13. SITZKISSEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Ohne Sitzkissen	-	-
Stealth Simplicity G: Basiskissen mit leichter Kontur	ST-SIMGXXYY	<b>Standard</b>
Stealth Glacial SP: inkl. Gelaufage	ST-GLSPXXYY	€ 175,00
Stealth Zen SP: inkl. Visco elastischer Auflage	ST-ZENSPXXYY	€ 225,00
Stealth Premiere P: sehr Formstabil für Transfer	ST-PREMPXXYY	€ 275,00
Stealth TRU-Comfort 2 SPP: Ausgeprägte Kontur	ST-TC2SPPXXYY	€ 275,00
Stealth Essence SPP: Max. Belastung 225 kg	ST-ESSSPXXYY	€ 275,00
Stealth Solution SPP: Wasser-Gel Einlage Sacral	ST-SOLSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Gel SPP: Doppelte Einlage Max. 250kg	ST-SPCGSPPXXYY	€ 260,00
Stealth Spectrum Foam SPP: Visko-elastische Einlage	ST-SPCFSPXXYY	€ 260,00

## 14. RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG

Artikel	Artikelnummer	Preis
Statische Rückenlehne (manuell einstellbar)	OPTINDV16616	<b>Standard</b>
Manuelle Rückenverstellung (Gasdruck)	MEC 156740	€ 175,00
Elektrische Rückenverstellung	MEC156737	€ 1.150,00

### 14.1 Rückenlehnen Optionen

Artikel	Artikelnummer	Preis
Anpassrücken	OPTINDV16428	<b>Standard</b>
Comfort Rücken	MEC1639510	€ 250,00

Weitere Optionen finden Sie bei STEALTH.

## 15. ARMLEHNEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	MEC152331	<b>Standard</b>
Höhenverstellbar, abnehmbar, kurz	MEC152330	€ 199,00
Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062 FRMASMB7063	€ 799,00

## 16. KOPFSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Keine Kopfstützen	-	<b>Standard</b>
TRU-Comfort Kopfstütze (Nur mit Zubehörteile MEC 125098 s. Punkt 17)	FRMASMB15721	€ 289,00

## 17. BEINSTÜTZEN

Artikel	Artikelnummer	Preis
Wegschwenkbar, 70°	FRMASMB16230	<b>Standard</b>
Wegschwenkbar, manuell winkelverstellbar	FRMASMB18000	€ <b>495,00</b>
Wegschwenkbar, elektrisch winkelverstellbar	FRMASMB16339	€ <b>1.890,00</b>
Zentral montierte Fußplattform	FRMASMB16077	<b>ohne Aufpreis</b>
Zentral montierte Fußplattform - Manuell verstellbar Wadenpolster Standard Große Wadenpolster	FRMASMB17946 RIGASMB7120019 RIGASMB7120019	€ <b>770,00</b>
Zentral montierte Fußplattform - Elektrisch verstellbar Wadenpolster Standard Große Wadenpolster	RIGASMB7120030 RIGASMB7120018 RIGASMB7120019	€ <b>1.938,00</b>

## 18. ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Preis
Stockhalter (Nur mit Zubehörleiste MEC125098)	ACC152515	€ <b>85,00</b>
Stealth Therapietisch, wegschwenkbar (A)	ST-SSLXHD10000060 ST-SSLXM010001171	€ <b>595,00</b>
Sauerstoffflaschenhalterung (B)	MEC125006	€ <b>105,00</b>
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007	€ <b>209,00</b>
Handschuhfach	ACC125011	€ <b>129,00</b>
Transfergriffe (Paar) (D)	ACC147773	€ <b>280,00</b>
Reflektorsatz	ACC124670	<b>Standard</b>
Zubehörleiste	MEC125098	€ <b>70,00</b>
Q-Logic EX/NE handheld programmer	ELEASMB6976	€ <b>769,00</b>
VR2 Programmer (P&G PP1C)	CTLDC1388	€ <b>150,00</b>
1270 mm Beckengurt	ACCBELT1000	<b>Standard</b>
Bordstein Steighilfe	MEC155445	€ <b>349,00</b>