



EXKLUSIVE STEALTH PRODUKTE

trockenes und angenehmes Tragegefühl.

Unabhängig von der Jahreszeit oder der Situation leitet Die chemikalienfreien Mischungen des Gewebes helfen das patentierte und preisgekrönte CoolCore-Gewebe auch beim Feuchtigkeitstransport und der Feuchtigkeit vom Körper weg und sorgt so für ein Feuchtigkeitsverdunstung, wodurch unsere Kissen besser kühlen und länger halten.

KISSEN SPEZIFIKATIONEN

RISSEN SPEZII IRATIONEN							
Kissen Name	Belastung (kg)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Breiten (cm)	Tiefe (cm)	HCPCS Code	Kissen Name
Simplicity G	180 kg	0,9 kg	5,1 cm	25 cm - 61 cm	25 cm - 61 cm	E2601/E2602	Simplicity G
Zen SP	200 kg	1,6 kg	7,6 cm	25 cm - 61 cm	25 cm - 61 cm	E2603/E2604	Zen SP
Glacial SP	180 kg	1,2 kg	6,4 cm	25 cm - 61 cm	25 cm - 61 cm	E2603/E2604	Glacial SP
Spectrum Foam SPP	295kg	1,4 kg	7,6 cm	41 cm - 81 cm	41 cm - 71 cm	E2607/E2608	Spectrum Foam SPP
Spectrum Gel SPP	250 kg	1,5 kg	7,6 cm	35 cm - 61 cm	41 cm - 61 cm	E2607/E2608	Spectrum Gel SPP
Solution SPP	225 kg	2,5 kg	7,6 cm	25 cm - 61 cm	25 cm - 56 cm	E2607/E2608	Solution SPP
Tru Comfort 2 SPP	204 kg	1,8 kg	11,4 cm	41 cm - 56 cm	41 cm - 61 cm	E2607/E2608	Tru Comfort 2 SPP
Essence SPP	225 kg	1,5 kg - 2,3 kg	8,9 cm	41 cm - 56 cm	41 cm - 61 cm	E2607/E2608	Essence SPP

sschluss: Die bereitgestellten HCPCS-Codes sollten nicht als Rechtsberatung betrachtet werden und garantieren keine Rückerstattung. Es können Richtlinien für die Kodierung, Abdeckung und Bündelung des Kostenträgers gelten. Die Überprüfung der Medicare-Richtlinien durch Stealth Products, LLC deutet darauf hin, dass Zubehör, das zu Null-Dollar-Nettokosten erworben wurde, möglicherweise nicht für eine separate Medicare-Erstattung in Frage kommt, obwohl es zum Zeitpunkt des Erstkaufs separat kodiert und entbündelt werden kann. DME-Anbieter sind dafür verantwortlich, die entsprechenden Abrechnungscodes zu bestimmen, wenn sie eine Versicherungserstattung einreichen.

Stealth Products, LLC empfiehlt Anbietern, kompetenten Rechtsrat einzuholen, um ein konformes Medicare-Abrechnungsprotokoll zu gewährleisten.

Die bereitgestellten HCPCS-Codes sollten nicht als Rechtsberatung betrachtet werden und garantieren keine
Rückerstattung. DME-Anbieter sind dafür verantwortlich, geeignete Abrechnungscodes zu bestimmen, wenn sie eine
Versicherungserstattung einreichen.

SOLUTIONS FOR LIFE















KISSEN-COLOR-GUIDE

Um Ihnen die Kissenauswahl zu erleichtern, sind die Kissen von Stealth Products farbkodiert. Die Farbe identifiziert die Funktion und den HCPC-Code des Kissens.

Zulässiger HCPCS CODE:

E2601/E2602 E2603/E2604 E2605/E2606 E2607/E2608 E2622/E2623 E2624/E2625 -

* HCPCS Codes können in verschiedenen Ländern abweichen.





SIMPLICITY G E2601/E2602 Eigenschaften:

- Konturierte, hochdichte geformte Schaumstoffbasis
- Steiß- und Sakralentlastung



• Feuchtigkeitsbeständiger und leicht zu reinigender Stealth-Tek-Inkontinenzbezug.



ZEN SP *E2603/E2604* Eigenschaften:

- Leicht konturierte, geformte Schaumstoffbasis mit hoher Dichte
- FRG Komfort-Schaumstoffauflage zum Schutz der Haut
- Standard Visco Topper (exklusiv FRG SunMate) für zusätzlichen Komfort
- FRG SunMate ist ein ganz natürliches flammhemmendes Material.
- Steißbein- und Sakralentlastung
- Standardabdeckung mit CoolCore®-Technologie.
- Optionaler Urethan-Bezug
- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional
- Optionaler Stealth Tek Netzbezug • Optionaler massiver ABS- oder ACM-
- Sitzeinsatz
- Kundenspezifische Größen erhältlich
- CoolCore® technology Bezug standard.



GLACIAL SP E2603/E2604 Eigenschaften:

- Konturierte, hochdichte Formschaumbasis
- Weiche Gel-Deckschicht zum Schutz der Haut
- Sakralentlastung
- Standardabdeckung mit CoolCore®-Technologie

56cm & größer

bariatrische Größen

- 4-Wege-Stretch-Polyester- oder Urethan-Bezug optional
- Optionaler Stealth Tek Netzbezug • Optionaler massiver ABS- oder ACM-
- Sitzeinsatz



SPECTRUM FOAM SPP *E2607/E2608*

Eigenschaften:

- Seitliche und präischiale Ablage mit konturierter Formschaumbasis mit hoher
- Mehrschichtige, viskoelastische Schaumeinlage als Dekubitusprophylaxe
- · Standardabdeckung mit CoolCore®-Technologie.
- Urethan-Einlage für Inkontinenz
- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional • Kundenspezifische Größen erhältlich
- Optionaler Stealth-Tek-Netzbezug



SPECTRUM GEL SPP E2607/E2608 Eigenschaften:

- Seitliche und prä-ischiale Anlage mit konturierter Formschaumbasis und hoher Dichte
- Zweizelliger, leichter Flüssigkeitseinsatz als Dekubitusprophylaxe
- · Standardabdeckung mit CoolCore®-Technologie.



- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional
- Kundenspezifische Größen erhältlich Optionaler Stealth-Tek-Netzbezug

SOLUTION SPP E2607/E2608

- Seitliche und prä-ischiale Ablage mit konturierter Formschaumbasis und hoher
- Zweizellige, Flüssigkeitsgeleinlage als Dekubitusprophylaxe
- Urethan-Einlage für Inkontinenz • Kundenspezifische Größen erhältlich
- Optionaler Stealth-Tek- oder Netzbezug
- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional





- hoher Dichte • Standardabdeckung mit CoolCore-
- Technologie. • Gummischlaufen-Reißverschlussgriffe
- Praktische Seitentaschen auf beiden Seiten
- Kundenspezifische Größen erhältlich
- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional






ESSENCE SPP E2607/E2608 Eigenschaften:

- Seitliche und prä-ischiale Ablage mit konturierter, speziell geformter Formschaumbasis und hoher Dichte.
- Sakralentlastung • Standardabdeckung mit CoolCore®-
- Technologie.
- 4-Wege-Stretch-Polyesterfutter optional.





- Anpassbares Konturkeilpaket bietet eine bessere Anpassung der Positionierung für die Beckenregion. Keilhöhe von 1,27 cm -5 cm mit dem Keilsatz.
- Optionaler Netzbezug.
- Massive Sitzeinlage im Lieferumfang enthalten.





• Standardabdeckung mit CoolCore®-Technologie.

Die durch die Teilenummer des Kissens dargestellte Größe gibt die empfohlene Sitz- oder Rückenschalengröße für die Verwendung des Produkts an. Die Teilenummer gibt keine tatsächlichen Kissenabmessungen an.