



Q6 Edge 3 Stretto MWD

HMV-Nr.: 18.50.04.0234



Standard Spezifikationen

- Sitzbreite von 30,5 cm bis 50,8 cm
- Sitztiefe von 30,5cm bis 50,8cm
- Unabhängig verstellbare Rückenbreite: 30-60 cm
- Bodenfreiheit : 7,4 cm
- Länge (ohne Fußplatte) : 82,6cm
- Breite : 51,9
- SRS-Federung
- Reichweite** : bis zu 32,7 km
- Beleuchtung und Reflektoren nach StVZO
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- Maximalgeschwindigkeit** : 10 km/h (6km/h)
- Schwarze PU oder Luftbereifung der 3x12,5 Zoll Antriebsräder
- Schwarze Bereifung der Lenkräder vorne und hinten
- Motor 2-polig
- Batterien 2x 40Ah
- Elektronik: QLogic 3 mit Bluetooth
- Transportsicherung ISO 7176 crash getestet

*Ab einer Breite von 30,5 cm in der KID-Version erhältlich.

**Ergebnisse, die durch Laboruntersuchungen erhalten wurden. Mögliche Variationen je nach Modell und Gewicht

Die Spezifikationen können je nach Benutzer, Gelände, Zustand, Batteriekapazität und Reifen variieren. Spezifikationen können um bis zu +10% -5% variieren.

Fachhandelspartner


Datum: _____
 Kunden Nr.: _____
 Kommission*: _____
 Krankenkasse: _____
 Unternehmen: _____
 Straße: _____
 PLZ: _____
 Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____



Lieferadresse gleiche Adresse
 Straße: _____
 PLZ + Stadt: _____
 Land: _____

Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
 B. Toraxbreite: _____
 C. Beckenbreite: _____
 D. Scheitelhöhe: _____
 E. Rückenhöhe: _____
 F. Achselhöhe: _____
 G. Sitztiefe: _____
 H. Unterschenkellänge: _____
 I. Armhöhe: _____
 J. Unterarmlänge
 bis Handmitte: _____
 K. Fußlänge: _____



Basis

- ✓ EDGE 3 STRETTO MWD
- ✓ Pauschalbetrag für Lieferung und Versand
- ✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr

Artikelnummer

- Q6 EDGE 3 STRETTO MWD
- Transportpauschale
- MEC1810202

UVP

13.900 €
 ab 150€ frachtfrei



MWD Sitzeinheit TB3 ohne Lift UVP

MWD Sitzeinheit TB3 ohne Lift	Standard
✓ Sitzkantelung 50°	inkl.
✓ Hochklappbare mitlaufende Armlehnen	inkl.

Motor UVP

6 km/h	Standard
10 km/h	1.200 €

Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich UVP

✓ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
Für 6 km/h	MOT147881	1.250 €
Für 10 km/h	MOT147881	1.500 €

Batterien UVP

✓ 40 AH Batterien	-
55 AH Batterien	299 €
62 AH Batterien	399 €

Lichtpaket UVP

LED Lichtpaket	inkl.
Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter	150 €

Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne UVP

Back in black (brillant) ●	DGN1905007-PBK1	-
Red corvette ●	DGN1905007-PRD1	-
Electric blue ●	DGN1905007-PGN11	-
Green Machine ●	DGN1905007-PBU9	-
Lemon crush ●	DGN1905007-PYL4	-

Optionale Farben UVP

Blue Jean ●	DGN1905007-PBU11	85 €
Night Train (matt) ●	DGN1905007-PBK3	85 €
Raspberry Beret ●	DGN1905007-PPK4	85 €
Grey Street ●	DGN1905007-PSL3	85 €
Deep Purple ●	DGN1905007-PPR5	85 €
Military Green ●	DGN1905007-PGN8	85 €

Räder	UVP
3" x 12,5" Luft (Paar)	200 €
3" x 12,5" Pannensicher (Paar)	200 €
✓ 3" x 14" Luft (Paar)	-
3" x 14" Pannensicher (Paar)	200 €
✓ Lenkräder schwarz PU vorne 5 Zoll hinten 6 Zoll	-
✓ Felgenfarbe identisch mit dem Chassis (nur für 14" Räder)	-

Steuerung	UVP
✓ Q-LOGIC 3e	Standard
Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	110 €
Q-LOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)	1.400 €
Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	200 €
Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	850 €
Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	190 €



Joystickhalterung	UVP
✓ Wegschwenkbar	Standard
Montage rechts links	
Einklappbar innen/außen	199 €
Montage rechts links	
Höhenverstellbare Aufnahme	129 €
Montage rechts links	



iAccess - Direktsteuerung (mit 30 Funktionen belegbar)	UVP
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter	899 €
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter	899 €
Montage rechts Montage links An der Rückenlehne befestigen Am Joystick befestigen	

Schnittstellen	UVP
SCIM (Special Control Input Module)	999 €
ECM-Modul (Environmental Control Module Bsp.: Roboterarm)	999 €
Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwänenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	2.100 €
Adapterkabel für Rechts- und Linksklick	45 €



Q-Logic 3 Begleitsteuerung, abnehmbar	UVP
Begleitsteuerung	900 €
Montage rechts Montage links	
Versetzen der Q-Logic Steuerung nach hinten (Schiene für Zubehöralterung an der Rückenlehne MEC125098 enthalten)	350 €

MWD Sitzsystem

Rückenoptionen

UVP

Feste Rückeneinheit **ausschließlich für Tru Balance 3 erhältlich**
 Elektrischer Rücken **inkl. 11cm Biomechanik**

Standard
 2.500 €

Einstellungen der Sitzfläche

		Breite				
		16"(40,6cm)	17"(43,2cm)	18"(45,7cm)	19"(48,3cm)	20"(50,8cm)
Tiefe	14"(35,5cm)					
	15"(28cm)					
	16"(40,6cm)					
	17"(43,2cm)					
	18"(45,7cm)					
	19"(48,3cm)					
	20"(50,8cm)					
	22"(55,9cm)					

Einstellungen der Rückenlehne

		Breite				
		12"(30,5cm)	14"(33,5cm)	16"(40,6cm)	18"(45,7cm)	20"(50,8cm)
Tiefe	12"(30,5cm)					
	13"(33,3cm)					
	14"(33,5cm)					
	15"(38,8cm)					
	16"(40,6cm)					
	17"(43,2cm)					
	18"(45,7cm)					
	19"(48,3cm)					
	20"(50,8cm)					
	21"(53,3cm)					
	22"(55,9cm)					
	23"(55,9cm)					
	24"(60,1cm)					

Rückenadapter

UVP

Stealth Adapter für die Rückenlehne
 Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
 Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne

SSAPT B4



599 €

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

UVP

Stealth ADI Q-Back 2.0 Rückenlehne
 Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
 Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne




645 €

700 €

Typ : Aluminium

Aluminium Flat Top



Breite : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20"

Höhe : Medium 13"(nicht verfügbar in Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Extra Tall 22"

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen (Fortsetzung)

Kontur: Aktiv 6,35 cm
Tief 10,16 cm
Extra Tief 15,24 cm

Unabhängige Rumpfstützen, Kontur C, 10 cm

Unabhängige Rumpfstützen, Konturtiefe C, 15 cm (ab einer Breite von 38 cm)

Bitte geben Sie die gewünschte Maße direkt an, wenn Sie sie kennen :

Sitzkissen


UVP

TRU-COMFORT 2 SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-TC2SPP

550 €

Höhe: 11,4 cm | Gewicht des Kissens: 1,81 kg | Tragfähigkeit: 204 kg

TRU Comfort 2 SPP		Breite									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Tiefe	14										
	15										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
	21										
	22										
	24										




Spectrum Foam SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-SPC2SPP

525 €

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,36kg | Tragfähigkeit : 272kg

Spectrum Foam SPP		Breite						
		16	17	18	19	20	22	24
Tiefe	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	24							




Spectrum Gel SPP (Hautschutz und Positionierung)
 Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,60kg | Tragfähigkeit : 250kg

ST-SPCGSPP

525 €

Spectrum Gel SPP		Breite							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Tiefe	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								



 coolcore

Schauen Sie sich das Bestellformular für Stealth Products-Kissen an, um das vollständige Sortiment an Sitzkissen kennenzulernen

Armlehnen

UVP

✓ Parallele, hochklappbare, höhenverstellbare und winkelverstellbare Armlehnen (Paar)

Montage von 20,3cm bis 40,6cm (gemessen von der Sitzplatte)

Bitte Maß angeben:.....

PU-Schaumstoff-Armlehnenpolster (pro Stück)

25cm :	rechts	links	DGN1801407	-
35cm :	rechts	links	DGN1801411	-
43cm :	rechts	links	DGN1801530	-

Gel-Armlehnenpolster (pro Stück)

25cm :	rechts	links	ARM136409	310 €
35cm :	rechts	links	ARM136408	330 €

Querstrebe (Down Post) unter der Armlehne (nicht kompatibel mit der Winkelverstellung der Armlehne)

rechts	MEC133331	270 €
links	MEC133331	270 €

Armlehnenbegrenzung (pro Stück)

rechts	ASF6X2C-S-Q	120 €
links	ASF6X2C-S-Q	120 €

Kopfstütze

UVP

x Stealth Comfort Plus Kopfstütze mit Coolcore Gewebe und UNILINK (erhältlich in S,M,L und XL)

Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe S = 6" (15,24cm)	ST-CP06CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe M = 8" (20,32cm)	ST-CP08CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe L = 10" (25,4cm)	ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe XL = 14" (35,56cm)	ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €

Kopfstützenhalterung

UVP

TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Geteilte Beinstützen

Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit

UVP

Manuell wegschwenkbar, 70°	FRMASMB7853 / FRMASMB7854	
Manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCR-HHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	350 €
Separate elektrische Beinstützen	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	2.250 €

Rohre

Erforderlich	✓ 29-43 cm	Oberteil Standard RIG2103320 + Unterteil Standard MEC1903300 manuell
	37-56 cm	Oberteil Standard RIG2103323 + Unterteil Standard MEC1903300 elektrisch
		Oberteil Lang RIG2103321 + Unterteil Lang MEC1904114 manuell

Bitte geben Sie UL = ___ cm an Fußplatte

12 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16"	MEC2008389
✓ 15 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer	MEC8008388

Zentrale Beinstützen

UVP

Zentral montierte Beinstütze mit 2 Fußplatten und Gasdruckfedern	MEC166037		-
Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich	MEC2203200	Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit	2.200 €
Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich und elektrischer Höhenverstellung (Kundenspezifisch Hoch/Tief, mit Endschalter)	RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832		2.950 €

Wadenpolster

Erforderlich	✓ 6"x 6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018	Bitte geben Sie UL = ___ cm an
	8"x 8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	

Größe der Fußplatte

✓ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten	5"x 6" (13x15cm) RIG150206	
5"x 8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x 11" (13x28cm) RIG150212		
Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm		
✓ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten	5"x 6" (13x15cm) RIG151505	5"x 8" (13x20cm) RIG151506
5"x 11" (13x28cm) RIG151508		
Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm		



Bitte geben Sie UL = ___ cm an Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

Zusätzliche Optionen	Breitenerweiterung für 20 cm Fußplatten	RIG152517		150 €
	Breitenerweiterung für 28cm Fußplatten	RIG152518	<i>Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes</i>	170 €
	Glockenförmige Verlängerung für 28cm Fußplatten	RIG152519		150 €
	Fußplatten-Verbindung	RIGASMB7120023		80 €
	Außenkanten			
	10cm Außenkanten (Paar)	RIG152510		100 €
	15cm Außenkanten (Paar)	RIG152516		100 €
	Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar)			
	S	RIG133717		280 €
	L	RIG133719		280 €
	Gel-Polster für Fußplatten (Paar)			
	5"x 8"	FPG5008T-Q		280 €
5"x 11"	FPG5011T-Q		280 €	
6,5"x 8"	FPG6508T-Q		280 €	
7"x 11"	FPG7011T-Q		280 €	
Rad Stoßstange			12,50€	

Positionierung

UVP

Rumpfpelotten UniLink rechts	3"x5"	4"x6"		ST-UIMBKITB4 , UIPFS100, ULS2510F-R (rechts) , ULS2510F-L (links), ULP535050320 (3x5), ULP546050320 (4x6)	450 €	
Rumpfpelotten UniLink links	3"x5"	4"x6"			450 €	
Oberschenkelpelotten UniLink rechts	4"x4"	4"x8"	4"x12"		ST-UTTP7-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	500 €
Oberschenkelpelotten UniLink links	4"x4"	4"x8"	4"x12"			500 €
Stealth Unilink rechte Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP53005032R- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP53005032L (links)	350 €	
Stealth Unilink linke Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"					350 €	
Stealth rechte Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP544050320- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP544050320 (links)	300 €	
Stealth linke Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"					300 €	
Kniepelotte Rechts (Nur kompatibel mit TB3)				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €	
Kniepelotten Links				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €	
Rumpfpelotten Erwachsene	klein	groß		CUS122169 / SET123465	300 €	
Abduktionskeil					500 €	

Beidseitig modulierbare Abduktionspolster | Kissenmaße: 8x13 cm | Höhen- und tiefenverstellbare Stütze, versenkbar auf der Sitzfläche (kompatibel mit zentraler Beinstütze)


Standard Gurte

UVP

1270mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
1524mm Beckengurt	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
Stealth einziehbarer Beckengurt 1,14 m	IFRB5350	195 €
Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf, mit Pads Größe S M L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €
Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad Größe S M L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €
Schmetterlingsweste für Männer Größe S M L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	170 €




cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	8




Schmetterlingsweste für Frauen	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	170 €
Größe S M L		

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	2,5	15	9



Schultergurt Y-Straps, dynamisch, aus Textil	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €
Größe S M L		

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	36,5	28	6



Joystickaufsätze

UVP

A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A

B

C

D

E

F

G

Andere Optionen und Zubehör

UVP

Zubehörleiste für Rückenlehne <i>Für die Verlagerung des Bedienfelds, Beatmungsgerätehalterung erforderlich</i>	MEC1807547		100 €
Sauerstoffflaschenhalterung (Zubehörleiste erforderlich)	ACC125006		165 €
Universelle Aufnahme für Beatmungsgerät <i>(Nur mit Zubehörleiste Keine Schiebegriffe)</i>	MEC2205146		380 €
Getränkhalter (Montage auf der gegenüberliegenden Seite der Steuerung)	ACC125003		45 €
Handschuhfach an der Armlehne	ACC125011		60 €
Trinksystem	ACC125010		250 €
Haken für persönliche Gegenstände (einzeln)	ACC125008		60 €
Rucksackhalterung (paar)	ACC147774		60 €
Reflektorensatz	ACC124670		35 €
Schiebegriffe (Paar) <i>(Keine Aufnahme für Beatmungsgerät möglich)</i>	ACC1902104		280€
Handyhalterung	ACC125012+MEC1809178		190 €
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007		240 €
Feste Transfergriffe (Paar)	MEC1809930 x2		240 €
Multimedia-USB-Ladegerät Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
Rückfahrkamera			590 €
Programmierkabel für Q-Logic 3 <i>Programmierungs- und Serviceerfahrung erforderlich</i>	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331		550 €
Abklappbarer Therapietisch 56cm	DWR1111H068		450 €
Therapietisch TB3/TB4	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

Therapietische

Größe	Breite	Tiefe	Körperausschnitt Breite	Körperausschnitt Tiefe	UVP
Klein	50 cm	50 cm	33 cm	15 cm	450 €
Mittel	56 cm	56 cm	36 cm	20 cm	
Groß	61 cm	61 cm	43 cm	23 cm	

Joystick Ausschnitt:

vorne rechts

vorne links

ohne

Halter zum Wegschwenken des Tisch

ST-SSLXHD10000060

Halter zum Aufschieben des Tisch

ST-STHD102

