



Q6 Edge 3 Stretto TB3/TB4

HMV-Nr.: TB3 : 18.99.06.1138

TB4 : 18.99.06.XXXX



Standard Spezifikationen

- Sitzbreite von 30,5 cm bis 50,8 cm
- Sitztiefe von 30,5cm bis 50,8cm
- Unabhängig verstellbare Rückenbreite: 30-60 cm
- Bodenfreiheit : 7,4 cm
- Länge (ohne Fußplatte) : 82,6cm
- Breite : 51,9
- SRS-Federung
- Reichweite**: bis zu 32,7 km
- Beleuchtung und Reflektoren nach StVZO
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- Maximalgeschwindigkeit**: 10 km/h (6km/h)
- Schwarze PU oder Luftbereifung der 3x12,5 Zoll Antriebsräder
- Schwarze Bereifung der Lenkräder vorne und hinten
- Motor 2-polig
- Batterien 2x 40Ah
- Elektronik: QLogic 3 mit Bluetooth
- Transportsicherung ISO 7176 crash getestet

*Ab einer Breite von 30,5 cm in der KID-Version erhältlich.

**Ergebnisse, die durch Laboruntersuchungen erhalten wurden. Mögliche Variationen je nach Modell und Gewicht

Die Spezifikationen können je nach Benutzer, Gelände, Zustand, Batteriekapazität und Reifen variieren. Spezifikationen können um bis zu +10% -5% variieren.

Fachhandelspartner

Datum: _____
Kunden Nr.: _____
Kommission*: _____
Krankenkasse: _____
Unternehmen: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____


Lieferadresse gleiche Adresse

Straße: _____
PLZ + Stadt: _____
Land: _____



Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
B. Toraxbreite: _____
C. Beckenbreite: _____
D. Scheitelhöhe: _____
E. Rückenhöhe: _____
F. Achselhöhe: _____
G. Sitztiefe: _____
H. Unterschenkelhöhe: _____
I. Armhöhe: _____
J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
K. Fußlänge: _____



Basis

Artikelnummer

UVP

- | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| ✓ Q6 EDGE 3 STRETTO | Q6 EDGE 3 STRETTO | TB3=15.990 € / TB4=18.990 € |
| ✓ Pauschalbetrag für Lieferung und Versand | Transportpauschale | ab 150 € frachtfrei |
| ✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr | MEC1810202 | |

Tru-Balance 3 Sitzeinheit UVP

Tru-Balance 3 Sitzeinheit	Standard
✓ Elektrischer Sitzlift (i-Level 30,5cm)	inkl.
✓ Sitzkantelung 50°	inkl.
✓ Hochklappbare Armlehnen (mitlaufend)	inkl.

Tru-Balance 4 Sitzeinheit UVP

Tru-Balance 4 Sitzeinheit	4.950 €
✓ Paket mit Memorypositionen + 30° Negativkantelung	inkl.
✓ Kniepelotten TB4 für Negativkantelung	inkl.
✓ Elektrischer Rücken mit Biomechanik	inkl.
✓ TB4 Beinstütze Hoch/ Tief ohne Endschalter	MEC2009070 inkl.
Brustbügel TB4 für Negativkantelung/ Größe=S	ST-CBATB4ATT-S-Q inkl.
Brustbügel TB4 für Negativkantelung/ Größe=M	ST-CBATB4ATT-M-Q inkl.

Die Nutzung dieses Pakets setzt die verpflichtende Auswahl der zentralen Beinstützooption mit USL-Ausgleich voraus (Auswahl und Konfiguration im Bereich der zentralen Beinstütze, siehe Seite 4) / Enthalten sind auch eine Kniepelotten und eine Bruststange.

Motor UVP

6 km/h	Standard
10 km/h	1.200 €

Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich UVP

✓ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
Für 6 km/h	MOT147881	1.250 €
Für 10 km/h	MOT147881	1.500 €

Batterien UVP

✓ 40 AH Batterien	-
55 AH Batterien	299 €
62 AH Batterien	399 €

Lichtpaket UVP

LED Lichtpaket	inkl.
Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter	150 €

Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne UVP

Back in black (brillant) ●	DGN1905007-PBK1	-
Red corvette ●	DGN1905007-PRD1	-
Electric blue ●	DGN1905007-PGN11	-
Green Machine ●	DGN1905007-PBU9	-
Lemon crush ●	DGN1905007-PYL4	-

Optionale Farben UVP

Blue Jean ●	DGN1905007-PBU11	85 €
Night Train (Matt) ●	DGN1905007-PBK3	85 €
Raspberry Beret ●	DGN1905007-PPK4	85 €
Grey Street ●	DGN1905007-PSL3	85 €
Deep Purple ●	DGN1905007-PPR5	85 €
Military Green ●	DGN1905007-PGN8	85 €

Räder			UVP
3" x 12,5" Luft (Paar)			200 €
3" x 12,5" Pannensicher (Paar)			200 €
✓ 3" x 14" Luft (Paar)			-
3" x 14" Pannensicher (Paar)			200 €
✓ Lenkräder schwarz PU	vorne 5 Zoll	hinten 6 Zoll	-
✓ Felgenfarbe identisch mit dem Chassis (nur für 14" Räder)			-

Steuerung			UVP
✓ Q-Logic 3 Steuerung mit Bluetooth-Funktion			inkl.
Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)			
Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143977		200 €
Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980		850 €
Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156		190 €

Joystickhalterung			UVP
✓ Wegschwenkbar	MEC2200969		Standard
Montage rechts links			
Einklappbar innen/außen	MEC2101689		199 €
Montage rechts links			
Höhenverstellbare Aufnahme	ARM250-3/4FM		129 €
Montage rechts links			

iAccess - Direktsteuerung (mit 30 Funktionen belegbar)			UVP
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter			899 €
Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter			899 €
Montage rechts	Montage links	An der Rückenlehne befestigen	Am Joystick befestigen

Schnittstellen			UVP
SCIM (Special Control Input Module)	CTL143988		999 €
ECM-Modul (Environmental Control Module Bsp.: Roboterarm)			999 €
Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979+DWR1010D446		2.100 €
Adapterkabel für Rechts- und Linksklick	DWR1265H033		45 €

Q-Logic 3 Begleitsteuerung, abnehmbar			UVP
Begleitsteuerung	CTL143981		900 €
Montage rechts	Montage links		
Versetzen der Q-Logic Steuerung nach hinten (Schiene für Zubehöralterung an der Rückenlehne MEC125098 enthalten)	SOF		350 €

Tru-Balance 3 Sitzsystem

Rückenoptionen

UVP

Feste Rückeneinheit **ausschließlich für Tru Balance 3 erhältlich**

Standard

Elektrischer Rücken **inkl. 11cm Biomechanik**

2.500 €

Sitzhöhe (gemessen von Oberkante Fußplatte, bis Oberkante Sitzplatte)

44 cm (niedrig)

46,7cm (mittel)

49,2 cm (hoch)

Einstellung der Sitzfläche

		Breite								
		12" (30,5cm)	13" (33,3cm)	14" (33,5cm)	15" (38,8cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	12"(30,5cm)									
	13"(33,3cm)									
	14"(33,5cm)									
	15"(38,8cm)									
	16"(40,6cm)									
	17"(43,2cm)									
	18"(45,7cm)									
	19"(48,3cm)									
	20"(50,8cm)									
	21"(53,3cm)									
	22"(55,9cm)									

Einstellung der Rückenlehne

		Breite				
		12"(30,5cm)	14"(33,5cm)	16"(40,6cm)	18"(45,7cm)	20"(50,8cm)
Höhe	12"(30,5cm)					
	13"(33,3cm)					
	14"(33,5cm)					
	15"(38,8cm)					
	16"(40,6cm)					
	17"(43,2cm)					
	18"(45,7cm)					
	19"(48,3cm)					
	20"(50,8cm)					
	21"(53,3cm)					
	22"(55,9cm)					
	23"(55,9cm)					
	22"(55,9cm)					

Tru-Balance 4 Sitzsystem

Einstellungen der Sitzfläche

		Breite				
		16"(40,6cm)	17"(43,2cm)	18"(45,7cm)	19"(48,3cm)	20"(50,8cm)
Tiefe	14"(35,5cm)					
	15"(28cm)					
	16"(40,6cm)					
	17"(43,2cm)					
	18"(45,7cm)					
	19"(48,3cm)					
	20"(50,8cm)					
	22"(55,9cm)					

Einstellungen der Rückenlehne

		Breite					
		14"(23,5cm)	16"(40,6cm)	17"(43,2cm)	18"(45,7cm)	19"(48,3cm)	20"(50,8cm)
Höhe	13"(33cm)						
	15"(28cm)						
	17"(43,2cm)						
	19"(48,3cm)						

Rückenadapter

UVP

Stealth Adapter für die Rückenlehne
 Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
 Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne

SSAPT4



599 €

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

UVP

Stealth ADI Q-Back 2.0 Rückenlehne
 Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
 Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne




645 €
700 €

Typ : Aluminium

Aluminium Flat Top

Breite : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20"

Höhe : Medium 13" (nicht verfügbar in Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Tall 22"



ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen (Fortsetzung)

Kontur: Aktiv 6,35 cm
Tief 10,16 cm
Extra Tief 15,24 cm

Unabhängige Rumpfstützen, Kontur C, 10,16 cm

Unabhängige Rumpfstützen, Konturtiefe C, 15,24 cm (ab einer Breite von 38 cm)

Bitte geben Sie die gewünschte Maße direkt an, wenn Sie sie kennen :

Sitzkissen


UVP

TRU-COMFORT 2 SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-TC2SPP

550 €

Höhe: 11,4 cm | Gewicht des Kissens: 1,81 kg | Tragfähigkeit: 204 kg

TRU Comfort 2 SPP		Breite									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Tiefe	14										
	15										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
	21										
	22										
	24										




coolcore

Spectrum Foam SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-SPC2SPP

525 €

Höhe: 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,36kg | Tragfähigkeit : 272kg

Spectrum Foam SPP		Breite						
		16	17	18	19	20	22	24
Tiefe	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	24							



coolcore


Spectrum Gel SPP (Hautschutz und Positionierung)

ST-SPCGSPP

525 €

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,60kg | Tragfähigkeit : 250kg

Spectrum Gel SPP		Breite							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Tiefe	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								



Schauen Sie sich das Bestellformular für Stealth Products-Kissen an, um das vollständige Sortiment an Sitzkissen kennenzulernen

Armlehnen

UVP

✓ Parallele, hochklappbare, höhenverstellbare und winkelverstellbare Armlehnen (Paar)

Montage von 20,3cm bis 40,6cm (gemessen von der Sitzplatte)

Bitte Maß angeben:.....

PU-Schaumstoff-Armlehnenpolster (pro Stück)

25cm :	rechts	links	DGN1801407	-
35cm :	rechts	links	DGN1801411	-
43cm :	rechts	links	DGN1801530	-

Gel-Armlehnenpolster (pro Stück)

25cm :	rechts	links	ARM136409	310 €
35cm :	rechts	links	ARM136408	330 €

Querstrebe (Down Post) unter der Armlehne (nicht kompatibel mit der Winkelverstellung der Armlehne)

rechts	MEC133331	270 €
links	MEC133331	270 €

Armlehnenbegrenzung (pro Stück)

rechts	ASF6X2C-S-Q	120 €
links	ASF6X2C-S-Q	120 €

Kopfstütze

UVP

× Stealth Comfort Plus Kopfstütze mit Coolcore Gewebe und UNILINK (erhältlich in S,M,L und XL)

Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe S = 6" (15,24cm)	ST-CP06CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe M = 8" (20,32cm)	ST-CP08CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe L = 10" (25,4cm)	ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Comfort Plus Kopfstütze Größe XL = 14" (35,56cm)	ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €

Kopfstützenhalterung

UVP

TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Geteilte Beinstützen	Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit	UVP
----------------------	--	-----

Erforderlich	Manuell wegschwenkbar, 70° Manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern Separate elektrische Beinstützen	FRMASMB7853 / FRMASMB7854 MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCR-HHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878 MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	350 € 2.250 €
	Rohre		
	✓ 29-43 cm 37-56 cm	Oberteil Standard RIG2103320 + Unterteil Standard MEC1903300 manuell Oberteil Standard RIG2103323 + Unterteil Standard MEC1903300 elektrisch Oberteil Lang RIG2103321 + Unterteil Lang MEC1904114 manuell Oberteil Lang RIG2103322 + Unterteil Lang MEC1904114 elektrisch	
	Bitte geben Sie UL = ____ cm an Fußplatte		
	12 x 17,5cm ✓ 15 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16" Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer	MEC2008389 MEC8008388

Zentrale Beinstützen		UVP
----------------------	--	-----

	Zentral montierte Beinstütze mit 2 Fußplatten und Gasdruckfedern Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich und elektrischer Höhenverstellung (Kundenspezifisch Hoch/Tief, mit Endschalter)	MEC166037 MEC2203200 RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832	- 2.200 € 2.950 €
--	--	---	-------------------------

	Wadenpolster	
Erforderlich	✓ 6"x 6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Bitte geben Sie UL = ____ cm an
	Größe der Fußplatte	
	✓ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten 5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212 Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm	5"x6" (13x15cm) RIG150206 5"x8" (13x20cm) RIG151506
	✓ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten 5"x11" (13x28cm) RIG151508 Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm	5"x6" (13x15cm) RIG151505 5"x8" (13x20cm) RIG151506
	Bitte geben Sie UL = ____ cm an	

Zusätzliche Optionen	Breiterweiterung für 20 cm Fußplatten Breiterweiterung für 28cm Fußplatten Glockenförmige Verlängerung für 28cm Fußplatten Fußplatten-Verbindung Außenkanten 10cm Außenkanten (Paar) 15cm Außenkanten (Paar) Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar) S L Gel-Polster für Fußplatten (Paar) 5"x8" 5"x11" 6,5"x8" 7"x11" Rad Stoßstange	RIG152517 RIG152518 RIG152519 RIGASMB7120023 RIG152510 RIG152516 RIG133717 RIG133719 FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q	150 € 170 € 150 € 80 € 100 € 100 € 280 € 280 € 280 € 280 € 12,50 €
----------------------	--	---	--

Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes



Positionierung

UVP


Rumpfpelotten UniLink rechts	3"x5"	4"x6"		ST-UIBKITB4 , UIPFSI100, ULS2510F-R (rechts) , ULS2510F-L (links), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	450 €
Rumpfpelotten UniLink links	3"x5"	4"x6"			450 €
Oberschenkelpelotten UniLink rechts	4"x4"	4"x8"	4"x12"	ST-UTTP7-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	500 €
Oberschenkelpelotten UniLink links	4"x4"	4"x8"	4"x12"		500 €
Stealth Unilink rechte Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP53005032R- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP53005032L (links)	350 €
Stealth Unilink linke Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"					350 €
Stealth rechte Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP544050320- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP544050320 (links)	300 €
Stealth linke Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"					300 €
Kniepelotte Rechts (Nur kompatibel mit TB3)				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
Kniepelotten Links				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
Rumpfpelotten Erwachsene klein		groß		CUS122169 / SET123465	300 €
Abduktionskeil					500 €

Beidseitig modulierbare Abduktionspolster | Kissenmaße: 8x13 cm | Höhen- und tiefenverstellbare Stütze, versenkbar auf der Sitzfläche (kompatibel mit zentraler Beinstütze)

Standard Gurte

UVP

1270mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
1524mm Beckengurt	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
Stealth einziehbarer Beckengurt 1,14 m	IFRB5350	195 €
Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf, mit Pads	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €
Größe S M L		
Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €
Größe S M L		
Schmetterlingsweste für Männer	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	170 €
Größe S M L		




cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	8

Schmetterlingsweste für Frauen
Größe S M L

IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104

170 €

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	2,5	15	9




Schultergurt Y-Straps, dynamisch, aus Textil
Größe S M L

IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104

145 €

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	36,5	28	6



Joystickaufsätze

UVP

A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A



B



C



D



E




F



G

Andere Optionen und Zubehör

UVP

Zubehörleiste für Rückenlehne <i>Für die Verlagerung des Bedienfelds, Beatmungsgerätehalterung erforderlich</i>	MEC1807547		100 €
Sauerstoffflaschenhalterung (Zubehörleiste erforderlich)	ACC125006		165 €
Universelle Aufnahme für Beatmungsgerät <i>(Nur mit Zubehörleiste Keine Schiebegriffe)</i>	MEC2205146		380 €
Getränkehalter (Montage auf der gegenüberliegenden Seite der Steuerung)	ACC125003		45 €
Handschuhfach an der Armlehne	ACC125011		60 €
Trinksystem	ACC125010		250 €
Haken für persönliche Gegenstände (einzeln)	ACC125008		60 €
Rucksackhalterung (paar)	ACC147774		60 €
Reflektorensatz	ACC124670		35 €
Schiebegriffe (Paar) <i>(Keine Aufnahme für Beatmungsgerät möglich)</i>	ACC1902104		280 €
Handyhalterung	ACC125012+MEC1809178		190 €
Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007		240 €
Feste Transfergriffe (Paar)	MEC1809930 x2		240 €
Multimedia-USB-Ladegerät Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
Rückfahrkamera			590 €
Programmierskabel für Q-Logic 3 <i>Programmierungs- und Serviceerfahrung erforderlich</i>	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331 DWR1111H068		550 €
Abklappbarer Therapietisch 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
Therapietisch TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

Therapietische

Größe	Breite	Tiefe	Körperausschnitt Breite	Körperausschnitt Tiefe	UVP
Klein	50 cm	50 cm	33 cm	15 cm	450 €
Mittel	56 cm	56 cm	36 cm	20 cm	
Groß	61 cm	61 cm	43 cm	23 cm	

Joystick Ausschnitt:

vorne rechts

vorne links

ohne

Halter zum Wegschwenken des Tisch

ST-SSLXHD10000060

Halter zum Aufschieben des Tisch

ST-STHD102

Angaben Stand 12/2024 Preise gültig bis auf Widerruf (Preise sind VK-Preise ohne MwSt.) DE-OFQ0005/RevC/AUG2024
Seite 11 von 11