



## Standard Spezifikationen

- Sitzbreite: 50 bis 71 cm verstellbar
- Sitztiefe: 50 bis 61 cm verstellbar
- Höhe Boden/Sitzplatte ohne Lift: 45 cm bis 50 cm
- Höhe Boden/Sitzplatte mit Lift: 47 cm bis 52 cm
- Individuell einstellbare Rückenbreite: 50-61cm
- Bodenfreiheit: 7,62 cm
- Gesamtlänge: 90,45 cm (ohne Rückenplatte)
- Basisbreite: 66,70 cm
- Wenderadius: 50,20 cm
- Maximales Benutzergewicht: 204 kg (ohne Lift) 182kg (mit Lift)
- Biomechanische Rückenlehne mit kompensierbarer Neigung bis zu 175°
- Elektrisch einstellbare kippbare Sitzplatte um 50°
- Zentrale Antriebsräder mit schwarzen, 14-Zoll-Reifen
- Vorderräder und Hinterräder mit 6-Zoll-Reifen
- Maximale Geschwindigkeit: bis zu 7,2 km/h\*
- Reichweite: bis zu 30 km
- Motoren: 4 polig
- 55 Ah Batterien
- 8A Ladegerät
- Elektronik: Q-Logic 3 mit Bluetooth

\*Die erreichten Ergebnisse nach Labor tests. Mögliche Variationen je nach Basismodell, Benutzergewicht und Geländetyp.  
 Von Zustand, Typ und Kapazität der Batterien sowie dem Zustand der Reifen. Spezifikationen unterliegen einer Variation von +10% -5%


## Fachhandelspartner

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kunden Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kommission\*: \_\_\_\_\_  
 Krankenkasse: \_\_\_\_\_  
 Unternehmen: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

**Lieferadresse** gleiche Adresse  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ + Stadt: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_

## Patientendaten

A. Schulterbreite: \_\_\_\_\_  
 B. Toraxbreite: \_\_\_\_\_  
 C. Beckenbreite: \_\_\_\_\_  
 D. Scheitelhöhe: \_\_\_\_\_  
 E. Rückenhöhe: \_\_\_\_\_  
 F. Achselhöhe: \_\_\_\_\_  
 G. Sitztiefe: \_\_\_\_\_  
 H. Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_  
 I. Armhöhe: \_\_\_\_\_  
 J. Unterarmlänge  
 bis Handmitte: \_\_\_\_\_  
 K. Fußlänge: \_\_\_\_\_



## Bezeichnung

## Artikelnummer

## UVP

- ✗ Q6 EDGE HD
- ✓ Pauschalbetrag für Lieferung und Versand
- ✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr

Q6 EDGE HD  
 Transportpauschale  
 MEC1810202

15.990 €  
 ab 150€ frachtfrei



## HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit UVP

HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit	Standard
✓ Q-Logic e	inkl.
✓ Sitzkantelung 50°	inkl.
✓ Hochklappbare mitlaufende Armlehnen	inkl.

## Motor UVP

6 km/h	Standard
--------	----------

## Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich UVP

✓ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
Für 6 km/h	MOT147881	1.250 €

## Batterien UVP

55 AH Batterien	-
62 AH Batterien	299 €
75 AH Batterien	399 €

## Lichtpaket UVP

LED Lichtpaket	inkl.
Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter	150 €

## Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne UVP

Night Train (matt) ●	DGN2106050-PBK1	-
Red corvette ●	DGN2106050-PRD1	-
Electric blue ●	DGN2106050-PGN11	-
Green Machine ●	DGN2106050-PBU9	-
Evolution Orange ●	DGN2106050-PYL4	-

## Optionale Farben UVP

Midnight blue ●	DGN2106050-PBU11	85 €
Back in black (brillant) ●	DGN2106050-PBK3	85 €
Grey Street ●	DGN2106050-PPK4	85 €
Deep Purple ●	DGN2106050-PSL3	85 €
Pretty in Pink ●	DGN2106050-PPR5	85 €

## Räder

UVP

Antriebsräder 3x14" Luft	WHL124117	200 €
Antriebsräder 3x14" PU	WHL124116	200 €
Antriebsräder 4x14" Luft	WHL1903914	200 €
Antriebsräder 4x14" PU	WHL1903913	200 €
✗ Lenkräder 6" schwarz PU		-
✓ Felgenfarbe identisch mit dem Cassis		-

## Steuerung

UVP

✓ Q-LOGIC 3e	CTL1810671	Standard
Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	ELE2103635	110 €
Q-LOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)	CTL143977	1.400 €
Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977	200 €
Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980	850 €
Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €



## Joystickhalterung

UVP

✓ Wegschwenkbar	MEC2200969	Standard
Montage rechts links		
Einklappbar innen/außen	MEC2101689	199 €
Montage rechts links		
Höhenverstellbare Aufnahme	ARM250-3/4FM	129 €
Montage rechts links		



## Elektrische Funktionen

UVP

✗ Elektrische Sitzkantelung von 50°	PTOINDV3443	-
✗ Elektrisch verstellbare biomechanische Rückenlehne um 176° neigbar	PTOINDV3444	-
Elektrischer Sitzlift 25,4cm (bis 181kg)		3500 €
Wählen Sie die Sitzhöhe aus : 47cm 52cm		

## Tru-Balance 3 Sitzsystem

Einstellung der Sitzfläche					
Breite (Zoll)	50,8cm (20")	55,9cm (22")	61cm (24")	66cm (26")	71cm (28")
Tiefe (Zoll)	50,8cm (20")	55,9cm (22")	61cm (24")	50,8cm (25")	

Modul HD 1

Modul HD 2

Die Sitzbreiten von 55,8 cm (22") bis 61 cm (24") sind nicht kompatibel mit elektrischem Lift und Kantelung

## Tru-Balance 3 Sitzsystem

UVP

### 1. Platten für die Höheneinstellung der Rückenlehne auswählen:

Einstellbare Höhe von 56 bis 63 cm

Das Rückenkissen hat eine Höhe von 43 cm

Einstellbare Höhe von 61 bis 68 cm

Das Rückenkissen hat eine Höhe von 48 cm

### 2 : Die Einstellbereiche für die Breitenverstellung der Rückenlehne wählen :

Einstellbar von Sitzbreitenpaket 51,0 - 61,0 cm

180 €

Einstellbar von Sitzbreitenpaket 61,0 - 66,0 cm

180 €

Einstellbar von Sitzbreitenpaket 66,0 - 70,0 cm

180 €

Einstellbar von Sitzbreitenpaket 71,0 - 76,0 cm

180 €

### 3 : Die Breite der Rückenlehne einstellen auf:

51 cm (20")	58 cm (23")	66 cm (26")
53 cm (21")	61 cm (24")	68 cm (27")
56 cm (22")	63 cm (25")	71 cm (28")

## Rückenadapter


UVP

Stealth Adapter für die Rückenlehne

SSAPTB4

Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne

Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne



599 €

## ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

UVP

Stealth ADI Q-Back 2.0 Rückenlehne

Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne

Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne



645 €


700 €

Typ : Aluminium

Aluminium Flat Top

Breite : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20"

Höhe : Medium 13"(nicht verfügbar in Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Extra Tall 22"



## ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen (Fortsetzung)

Kontur:

Aktiv 6,35 cm

Tief 10,16 cm

Extra Tief 15,24 cm

## Sitzkissen

UVP


TRU-COMFORT 2 SPP (Hautschutz und Positionierung)

ST-TC2SPP

Höhe : 11,4 cm | Gewicht des Kissens : 1,81 kg | Tragfähigkeit : 204 kg

50.8x50.8 cm 50.8x55.9 cm 55.9x50.8 cm

55.9x55.9 cm 55.9x61 cm




570 €

Spectrum Foam SPP (Hautschutz und Positionierung)

ST-SPC2SPP

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,36kg | Tragfähigkeit : 272kg

55.9x55.9cm 55.9x61cm 61x61cm




590 €

Spectrum Gel SPP (Hautschutz und Positionierung)

ST-SOLSPP

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,60kg | Tragfähigkeit : 250kg

61x55.9cm 61x61 cm



490 €

Stealth Solution SPP (Hautschutz und Positionierung)

ST-SOLSPP

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 2,45kg | Tragfähigkeit : 227kg

50.8x50.8 cm 50.8x55.9 cm 55.9x50.8 cm

55.9x55.9 cm 55.9x61 cm 61x55.9 cm

490 €

## Armlehnen

- ✓ Parallele, hochklappbare, höhenverstellbare und winkelverstellbare Armlehnen (Paar)  
Montage von 20,3cm bis 40,6cm (gemessen von der Sitzplatte)

Bitte Maß angeben:.....

### PU-Schaumstoff-Armlehnenpolster (pro Stück)


25cm :	rechts	links	DGN1801407	-
35cm :	rechts	links	DGN1801411	-
43cm :	rechts	links	DGN1801530	-

### Gel-Armlehnenpolster (pro Stück)

25cm :	rechts	links	ARM136409	310 €
35cm :	rechts	links	ARM136408	330 €

### Verstärkung (Down Post) unter der Armlehne (nicht kompatibel mit der Winkerverstellung der Armlehne)

rechts	MEC133331	270 €
links	MEC133331	270 €



### Armlehnenbegrenzung (pro Stück)

rechts	ASF6X2C-S-Q	120 €
links	ASF6X2C-S-Q	120 €

## Kopfstütze

UVP

x Stealth Comfort Plus Kopfstütze mit Coolcore Gewebe und UNILINK (erhältlich in S,M,L und XL)		-
Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe S = 6" (15,24cm)	ST-CP06CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe M = 8" (20,32cm)	ST-CP08CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe L = 10" (25,4cm)	ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe XL = 14" (35,56cm)	ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €

## Kopfstützenhalterung

UVP

TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
Multi-Axis abnehmbare Kopfstützenhalterung	189 €

## Geteilte Beinstützen

UVP

Manuell wegschwenkbar, 70°	FRMASMB7853 / FRMASMB7854	
Manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCR-HHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	350 €
Separate elektrische Beinstützen	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	2.250 €

### Rohre

✓ 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
	Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

Bitte geben Sie UL = \_\_\_ cm an Fußplatte

12 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16"	MEC2008389
✓ 15 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer	MEC8008388

Erforderlich

## Zentrale Beinstützen UVP

Zentral montierte Beinstütze mit 2 Fußplatten und Gasdruckfedern	MEC166037		-
Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich	MEC2203200	Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit	2.200 €
Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich und elektrischer Höhenverstellung (Kundenspezifisch Hoch/Tief, mit Endschalter)	RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832		2.950 €

### Wadenpolster

Erforderlich

- ✓ 6"x 6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018
- 8"x 8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019    Bitte geben Sie UL = \_\_\_ cm an




### Größe der Fußplatte

- ✓ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten                      5"x6" (13x15cm) RIG150206  
5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212  
*Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm*
- ✓ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten                      5"x6" (13x15cm) RIG151505                      5"x8" (13x20cm) RIG151506  
5"x11" (13x28cm) RIG151508











Bitte geben Sie UL = \_\_\_ cm an    Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

Zusätzliche Optionen

Breitenerweiterung für 20 cm Fußplatten	RIG152517		150 €
Breitenerweiterung für 28cm Fußplatten	RIG152518	Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes	170 €
Glockenförmige Verlängerung für 28cm Fußplatten	RIG152519		150 €
Fußplatten-Verbindung	RIGASMB7120023		80 €
Außenkanten			
10cm Außenkanten (Paar)	RIG152510		100 €
15cm Außenkanten (Paar)	RIG152516		100 €
Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar)			
S	RIG133717		280 €
L	RIG133719		280 €
Gel-Polster für Fußplatten (Paar)			
5"x8"	FPG5008T-Q		280 €
5"x11"	FPG5011T-Q		280 €
6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €
7"x11"	FPG7011T-Q		280 €
Rad Stoßstange			12,50 €

## Positionierung UVP


Rumpfpelotten UniLink rechts	3"x5"	4"x6"					ST-UIMBKITB4 , UIPFS100, ULS2510F-R (rechts), ULS2510F-L (links), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	450 €
Rumpfpelotten UniLink links	3"x5"	4"x6"						450 €
Oberschenkelpelotten UniLink rechts	4"x4"	4"x8"	4"x12"				ST-UTTP7-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	500 €
Oberschenkelpelotten UniLink links	4"x4"	4"x8"	4"x12"					500 €
Stealth Unilink rechte Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"							ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP53005032R- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP53005032L (links)	350 €
Stealth Unilink linke Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"								350 €
Stealth rechte Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"							ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP544050320- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP544050320 (links)	300 €
Stealth linke Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"								300 €
Kniepelotte Rechts <span style="color: red;">(Nur kompatibel mit TB3)</span>							KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
Kniepelotten Links							KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
Rumpfpelotten Erwachsene	klein	groß					CUS122169 / SET123465	300 €
Abduktionskeil								500 €

Beidseitig modulierbare Abduktionspolster | Kissenmaße: 8x13 cm | Höhen- und tiefenverstellbare Stütze, versenkbar auf der Sitzfläche (kompatibel mit zentraler Beinstütze)

## Standard Gurte UVP


1270mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
1524mm Beckengurt	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
Stealth einziehbarer Beckengurt 1,14 m	IFRB5350	195 €
Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf, mit Pads Größe S M L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €
Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad Größe S M L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 € 
Schmetterlingsweste für Männer Größe S M L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	170 €

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	8




Schmetterlingsweste für Frauen Größe S M L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	170 €
---	----------------------------	-------

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	2,5	15	9



Schultergurt Y-Straps, dynamisch, aus Textil Größe S M L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €
---	----------------------------	-------

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	36,5	28	6











## Joystickaufsätze UVP

A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



## Andere Optionen und Zubehör UVP

Zubehörleiste für Rückenlehne <small>Für die Verlagerung des Bedienfelds, Beatmungsgerätehalterung erforderlich</small>	MEC1807547		100 €
Sauerstoffflaschenhalterung (Zubehörleiste erforderlich)	ACC125006		165 €
Universelle Aufnahme für Beatmungsgerät <small>(Nur mit Zubehörleiste   Keine Schiebegriffe)</small>	MEC2205146		380 €
Getränkhalter (Montage auf der gegenüberliegenden Seite der Steuerung)	ACC125003		45 €
Handschuhfach an der Armlehne	ACC125011		60 €
Trinksystem	ACC125010		250 €
Haken für persönliche Gegenstände (einzeln)	ACC125008		60 €
Rucksackhalterung (paar)	ACC147774		60 €
Reflektorensatz	ACC124670		35 €
Schiebegriffe (Paar) <small>(Keine Aufnahme für Beatmungsgerät möglich)</small>	ACC1902104		280 €
Handyhalterung	ACC125012+MEC1809178		190 €
Kleidungschutz (Paar)	ACC125007		240 €
Feste Transfergriffe (Paar)	MEC1809930 x2		240 €
Multimedia-USB-Ladegerät Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
Rückfahrkamera			590 €
Programmierkabel für Q-Logic 3 <small>Programmierungs- und Serviceerfahrung erforderlich</small>	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		550 €
Abklappbarer Therapietisch 56cm	SSLXM0100011   SSLXHD10000060   ARM240-T		450 €
Therapietisch TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

## Therapietische

Größe	Breite	Tiefe	Körperausschnitt Breite	Körperausschnitt Tiefe	UVP
Klein	50 cm	50 cm	33 cm	15 cm	450 €
Mittel	56 cm	56 cm	36 cm	20 cm	
Groß	61 cm	61 cm	43 cm	23 cm	

Joystick Ausschnitt:	vorne rechts	vorne links	ohne
Halter zum Wegschwenken des Tisch		ST-SSLXHD10000060	
Halter zum Aufschieben des Tisch		ST-STHD102	



<b>Schalter</b>							<b>UVP</b>		
Egg-Schalter- Farbe	Schwarz	Rot	Blau	Grün	ES-BLK ES-BLU	ES-RED ES-GRN			110 €
Microlite					ML210				220 €
Mini Cup 24					MC210				220 €
Twister-Schalter mit 1,5 m langem Kabel					P005-79-P005-75-P005-76				220 €
Grün	Schwarz	Rot							
Verlängerungskabel für Schalter					ES-EXT				30 €

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Beiliegende Dokumente

Positionierung	Sondersteuerungen
Kopfstütze	Sonstiges (bitte angeben) :