



Kopfstützen

Die Preise sind Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer

Die Preise gelten nicht für Ersatzteile. Das Formular für Spezialbestellungen muss zusammen mit einem Formular für die Maße eines elektrischen Rollstuhls von Quantum eingereicht werden.

Bestelldatum: _____

Name des Fachhändlers: _____

Auftragsnummer : _____

Die Positionierungs-Kopfstützen von Stealth wurden entwickelt, um die Haltung durch die Vielzahl der verfügbaren Zubehörteile zu optimieren. Diese Accessoires ermöglichen eine individuelle Anpassung der Installation und bieten gleichzeitig standardisierte Lösungen.



Die Schwenkfunktion ermöglicht eine präzise und zuverlässige Anpassung der Kopfposition in alle Richtungen. Mit ihrer einfachen Ein- und Ausklappbarkeit und der Verwendung einzigartiger, patentierter Verbindungsteile bieten die Stealth-Kopfstützen optimale Flexibilität und Sicherheit.

Seit langem etabliert, bieten diese erstklassigen technischen Hilfsmittel eine Vielzahl von Optionen, angefangen bei der COMFORT PLUS Kopfstütze, die den Bedürfnissen der meisten Patienten gerecht wird, bis hin zur ULTRA Variante, die selbst höchsten Ansprüchen genügt. Die abnehmbaren Neoprenbezüge, darunter auch die mit Cool-core-Technologie ausgestatteten Modelle, bieten maximalen Komfort und minimieren gleichzeitig Irritationen der Kopfhaut.



Unsere Kopfstützen sind vielseitig einstellbar und entwickeln sich mit den Bedürfnissen des Patienten weiter. Die Polster sind in verschiedenen Größen von XS bis XL erhältlich.



Die i2i Kopfstütze präsentiert eine wegweisende Lösung für sicheren Halt. Durch das seitliche Polster wird eine zuverlässige Positionierung gewährleistet, ohne den Patienten zu gefährden. Die beweglichen Arme erleichtern die Installation, während das Kinnpolster ein unerwünschtes Nach-vorne-Kippen des Kopfes verhindert.

Diese Kopfstütze bietet stabilen Halt ohne Einschränkungen und ermöglicht eine gezielte Stimulation des Patienten durch Orientierungspunkte. Die Einstellungen können flexibel an die Bedürfnisse des Patienten im Laufe des Tages angepasst werden.



COMFORT SERIE

Die Comfort Plus, die Tri-Comfort Plus und die anpassbare Comfort Plus

- Coolcore-Hülle
- Unilink-Montagegestange
- Wechsel zu metrischen Maßeinheiten(17mm)




COMFORT PLUS KOPFSTÜTZENPOLSTER

Für Nutzer, die eine Kopfstütze benötigen, die ihnen während der Neigung des Stuhls Stabilität verleiht und den Nackenmuskeln den ganzen Tag über Unterstützung bietet. Durch zusätzliche Elemente kann diese Kopfstütze spezifische Anforderungen erfüllen und somit Möglichkeiten zur Kontrolle der Positionierung bieten.

Maßtabelle (in cm) Die Größen beinhalten die Basis, das Polster und die Hülle


	A	B	C	D
XS	11	16	6	ND
S	15	24	6	ND
M	15	28,5	6	ND
L	15	36	6	23



Zusätzliche Verbindungselemente/Glieder

mit MWST

XS Pediatrisch	CP06CCFPM	179 €
S	CP08CCFPM	179 €
M	CP10CCFPM	179 €
L Nicht kombinierbar mit Swing-away	CP14CCFPM	179 €
XL Nicht kombinierbar mit Swing-away	CP19CCFPM	289 €



Zubehör für die Comfort Plus - Zusätzliches Gelkissen für noch mehr Bequemlichkeit

XS Pediatrisch	350-G	135 €
S	450-G	135 €
M	250-G	135 €
L	150-G	135 €
XL	550-G	165 €

Die Ergänzungen "Swing away", Montagestangen und andere Optionen sind auf Seite 9 erhältlich. "Swing away" ist kompatibel mit SAR2A oder SAR4A für die Comfort Plus Kopfstützen.



SAR2A-B




SAR4A-DB

Kopfstützkissen Tri-Comfort Plus - Feste seitliche Flügel mit einem Winkel von 45°

Erhöht die seitliche Kontrolle, um eine korrekte Positionierung des Kopfes in der Mitte des Kissens zu gewährleisten. Möglichkeit zur Erhöhung der Positionierungskontrolle durch Hinzufügen temporärer Stützen mit der Art.-Nr. SAR2A.

Maßtabelle (in cm) Die Größen beinhalten die Basis, das Polster und die Hülle.

	A	B	C	D	E
XS	10	8	5	12	20
S	12	9	6	17	22
M	16	10	7	22	29
L	17	13	10	28	36
XL	20	18	13	39	47



XS Pediatrisch

TCP505M

189 €

S

TCP405M

189 €

M

TCM305M

189 €

L

TCP205M

189 €

XL

TCP105M


189 €

Kopfstützenpolster Comfort Plus anpassbar - Seitliche Flügel, die individuell in einem Winkel verstellbar sind, um eine präzisere Anpassung zu ermöglichen.

Verbessert die seitliche Kontrolle, um eine korrekte Positionierung des Kopfes in der Mitte des Kissens zu gewährleisten. Möglichkeit zur weiteren Verbesserung der Positionskontrolle durch Hinzufügen temporärer Stützen. Referenz SAR2A.

Maßtabelle (in cm) Die Größen beinhalten die Basis, das Polster und die Hülle.

	A	B	C	D
L	13	13	13	6
XL	18	17	13	6



L (Länge : 36 cm)

ACP150M

379 €

XL(Länge : 48 cm)

ACP550M

459 €



All-Positioning Kopfstütze

Ermöglicht eine präzise Kopfpositionierung, ohne die Funktionalität einzuschränken.


Hilft dabei, die Belastung/Ermüdung der Nackenmuskulatur zu reduzieren.

Fördert die Entwicklung einer natürlichen Körperhaltung.

Unterstützt die umfassende Positionierung der Person.

Die All-Positioning Kopfstütze bietet:

- Komfort / Ästhetik / Mobilität
- Manuell verstellbare seitliche Stützen zur Kontrolle seitlicher Bewegungen.
- Kompatibilität von "Swing Away" für zusätzliche Stabilität. Art.-Nr. SAR2B.



Maßtabelle (in cm)

	A	B	C	D	E	F
XS	18	13	10	15	1	18
S	19	13	10	16	2	20
M	20	13	10	16	2,5	23
L	20	15	10	16,5	3	25
XL	28	21	14	20	4	33

XS	AP150M	179 €
S	AP250M	179 €
M	AP350M	179 €
L	AP450M	179 €
XL	AP550M	179 €

Die Combo-Kopfstütze

Sie ermöglicht die Begrenzung seitlicher Rotationsabweichungen
 Sie bietet sowohl Unterstützung am Hinterkopf als auch an den Schläfen.
 Kann mit der Ultra verwendet werden, um komplexere Haltungsstörungen zu kontrollieren.

Die Combo-Kopfstütze bietet:

- Verstellbare seitliche Flügel, individuell in einem Winkel einstellbar
- Werkzeug zur Positionierung = Zuverlässige Unterstützung und Stabilität
- Lindert Druckstellen an den Ohren.
- Erweiterbar
- Kompatibilität mit Swing Away für erhöhte Stabilität oder zum einstellen eines Schalters oder anderer Werkzeuge. Referenz SAR2B.

Maßtabelle (in cm)

	A	B	C	D
S	8	13	8	8
M	10	15	12	10
L	16	15	18	16

S	CB315M	330 €
L	CB305M	330 €

i2i-KOPFSTÜTZE

Dieses Kopfstütze wurde für bestimmte Situationen und eine spezifische Zielgruppe entwickelt. Dennoch verfügt sie über Eigenschaften, die sie flexibel machen und eine Anpassung an verschiedene Situationen ermöglichen.

Reduziert das Risiko von Haltungsstörungen
 Hilft, eine aufrechte Kopfposition zu halten und fördert den Augenkontakt.
 Verbessert die Nahrungsaufnahme und hilft bei der Speicherkontrolle.

Einzigartiges Design :

Schafft eine Verbindung zwischen dem Kopf und Nacken
 Bietet Unterstützung für den Hinterkopf als auch den unteren Hinterkopfbereich, je nach Profilhöhe
 Minimiert die Überstreckung des Nackens.

Die vorderen Arme :

Fördern die zentrale Kopfpositionierung (Kontrolle unkontrollierter Bewegungen)
 Beeinträchtigen nicht die Bewegungsfreiheit der oberen Extremitäten
 Verhindert, dass der Benutzer unter die Kopfstütze gerät.
 Dienen zur Befestigung für das Kinnstützpolster.

Die i2i-Kopfstütze bietet:

Verschiedene Größen, einschließlich pädiatrischer Größen

Anpassbar (wahlweise kurze oder Standardarme, Gelooption, hohes oder niedriges Profil)

Kombinierbar mit einem Kinnstützpolster (funktionelle und rehabilitative Unterstützung)


Kombinierbar mit der Ultra (dem folgendem Kopfstützensystem)

Nutzungshinweis :


Abklappbare Stange

Das Kinnpolster (Kinnstütze) sollte immer unter Aufsicht verwendet werden

Kompatibel mit swing away SAR2B



in Zoll	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large
Breite des Halses	3	3,5	4	4,5	5	5,75
Länge des Arms	4,5	4,5	Standard - 6,5	Standard - 7,5	Standard - 8	Standard - 9
			klein 4,5	klein 5,5	klein 6	klein 6,25
Höhe des Profils	3	3,5	Standard - 4	Standard - 4,75	Standard - 5,25	Standard - 6
			klein 2,5	klein 2,25	klein 2,25	klein 2,25



Profil	Armde-sing	Gel	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	mit MWST
Standard	Feste Standardvariante	Nein	i2i250M	i2i350M	i2i450M	i2i550M	i2i650M	i2i750M	390€
Standard	Feste Standardvariante	Ja	i2i252M	i2i352M	i2i452M	i2i552M	i2i652M	i2i752M	590€
Klein	Feste Standardvariante	Nein			i2i455M	i2i555M	i2i655M	i2i755M	390€
Klein	Feste Standardvariante	Ja			i2i457M	i2i557M	i2i657M	i2i757M	590€
Standard	Feste Standardvariante	Nein			i2i451M	i2i551M	i2i651M	i2i751M	390€
Standard	Feste Standardvariante	Ja			i2i453M	i2i553M	i2i653M	i2i753M	590€
Klein	Feste Standardvariante	Nein			i2i456M	i2i556M	i2i656M	i2i756M	390€
Klein	Feste Standardvariante	Ja			i2i458M	i2i558M	i2i658M	i2i758M	590€

Kinnstützpolster

	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	mit MWST
Standard	i2i260	i2i360	i2i460	i2i560	i2i660	i2i760	105€



	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	mit MWST
Trachea	i2i261	i2i361	i2i461	i2i561	i2i661	i2i761	135€



Die Kopfstütze Ultra

Ein System mit den vielfältigsten Möglichkeiten, um auf die komplexesten posturalen Situationen zu reagieren.

Unabhängige Unterstützung gleichzeitig auf der Okzipital- und Subokzipitalebene:

Viele Kombinationsmöglichkeiten

3D-Positionierung

Asymmetrische Anpassmöglichkeit

Mehere Kopfstützenpolster kombinierbar

Swing-Away kompatibel mit SAR2B

Unterstützung für den Okzipitalbereich :

Gewährleistet die Kontrolle über die Kopfposition.

Grundlage für die Unterstützung von Swing-Away:

Kontrolle und Begrenzung von Rotationsbewegungen.

Bietet funktionale Lösungen durch die Integration eines Schalters.



Unterstützung für den subokzipitalen Bereich :


Passt sich an die Hinterseite des Schädels an

Begrenzt die Überstreckung des Nackens

Erhöht die Unterstützung und Stabilität

Bietet seitliche Unterstützung im Laterabereich

Kompatibel mit swing-away



Doppelte Kopfstützenunterstützung

UHBSU23200

350 €

Erforderlich für die Montage von zwei Kopfstützenpolster

Bitte wählen Sie unten eine Stütze aus

Lange feste Stange (Höhenverstellung 30 cm)

UHB4D33200-QCR

195 €


Einziehbare Stange (Höhenverstellung bis zu 19 cm)

UHB2D232FD-QCR

375 €

Die Kopfstütze Ultra

O1 gebogen 7x4	500M	95 €
O2 flach 5x2	510M	95 €
O3 gebogen 4x3	520M	95 €
O4 gebogen 4x2	530M	95 €




Weitere Optionen für das Okzipitalpolster

Comfort plus "pediatrisch"	CP06CCFPM	195 €
Large combo	CB305M	345 €
Small combo	CB315M	345 €

Subokzipitalpolster

	A	B	C	D
SO1	8	8	13	18
SO2	6	7	11	16
SO3	7	9	15	24



SO1	600M	95 €
SO2	610M	95 €
SO3	620M	95 €

Subokzipitalpolster

Profil	Armde- sing	Gel	Small	Medium	Large	Extra Large	mit MWST
Niedrig	Feste Stan- dardvariante	Nein	i2i455M	i2i555M	i2i655M	i2i755M	335 €
Niedrig	Feste Stan- dardvariante	Ja	i2i457M	i2i557M	i2i657M	i2i757M	460 €
Niedrig	Starre kurze Variante	Nein	i2i456M	i2i556M	i2i656M	i2i756M	335 €
Niedrig	Starre kurze Variante	Ja	i2i458M	i2i558M	i2i658M	i2i758M	460 €

SWING-AWAY

mit MWST

Ein modulierbares System mit Befestigungspunkten für Stützflächen und Zugang zu Schaltern
Ermöglicht eine ganzheitlichere Haltungsanpassung Anpassbar, effizient, abnehmbar und modular.

Swing-Away SAR2A für die gesamte Comfort-Serie

rechts	SAR2A-R	330 €
links	SAR2A-L	330 €
rechts und links einfach	SAR2A-B	395 €
rechts und links doppelt	SAR4A-DB *	600 €



*Für eine personalisierte Konfiguration wenden Sie sich bitte an Ihren Produktspezialisten.

SWING-AWAY-POLSTER

Kissen 7x5 - Menge	910M	95 €
Kissen 11x5 - Menge	900M	95 €
Kissen 16x6 - Menge	920M	95 €
Kissen 16x4 - Menge	930M	95 €

Kopfstützenstange

Fest, kurz, 18 cm, inklusive Befestigungshalterung (1)	UHB2D33200	360 €
Fest, lang 30 cm inklusive Befestigungshalterung (2)	UHB4D33200	360 €
Abklappbar, 19 cm, inklusive Befestigungshalterung (3)	UHB2D232FD	465 €



Möglichkeit, den Einstellbereich durch Hinzufügen zusätzlicher Unilink-Verbindungen zu erweitern

1,5" rechts	UILNK150	95 €
1,5" links	UILNK150	95 €
2" rechts	UILNK200	95 €
2" links	UILNK200	95 €
3" rechts	UILNK300	95 €
3" links	UILNK300	95 €

Stange (Höhenverstellung 35 cm, Tiefe und Winkel), Befestigungshalterung inklusive	HMO475-17M	220 €
Stange für DIEGO Rückenlehne und Kinder-Rückenlehnen. Befestigungshalterung inklusive	HMO500	365 €



mit MWST

Tone Deflector - Bewegungsabsorber und Schutzvorrichtung zur Bewältigung schwerwiegender Hypertonusmuster.	TD100M	275 €
Montagehalterung für EGG-Schalter am Swing-Away-Arm. Menge:	ESM	75 €
Zusätzliche Swing-Away-Halterung mit EGG-Schalterbefestigung. Menge:	F8675	300 €
Montagehalterung für Microlite-Schalter am Swing-Away-Arm (ohne Schalter) Egg-Switches	CN600	400 €
Schwarz Blau Rot Grün Menge :	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 €
Microliteschalter Menge :	ML210	220 €
Kopfstützenhalterung an Rückenlehne befestigt	SBM300-M	75 €
Aufnahme zur Befestigung an einem 1-Zoll-Rundrohr (Kopfstützenhalter SBM300-M nicht enthalten)	SBM351	75 €
Aufnahme zur Versetzung der Kopfstütze(rechts/links)	HMO-OB	75 €
Aufnahme zur Höhenverstellung	SBM-DT	120 €

Notizen

[illegible]